

LANAFORM

Home Health Experience

Cell Roller

MASSAGEAPPARAAT TEGEN CELLULITIS



* Massage door kneden en rollen * Vermindert sinaasappelhuid * Een gladdere en stevigere huid



Wat is de kneed- en roltechniek?


De **kneed- en roltechniek** is een oude methode die zich reeds heeft bewezen. Concreet betekent dit dat de huid tussen de vingers wordt vastgeknepen en met de 'vetploo' van beneden naar boven wordt getrokken.

Het hoofddoel van deze techniek is om **vetkussentjes te breken** om sinaasappelhuid te laten verdwijnen.

Naast de positieve effecten tegen cellulitis **verbetert de geweldige kneed- en roltechniek ook de lymfecirculatie en de bloedsomloop** zodat klachten als zware en gezwollen benen verdwijnen.

Naast deze behandeling is een gezonde levensstijl vereist.





De Cell Roller De oplossing tegen cellulitis

De Cell Roller is een **massageapparaat** waarbij de **kneed- en roltechniek** wordt nagebootst. Het is uitgerust met een krachtige motor en 3 dubbele tandwielen voor een **dynamische massage** waarbij **het knijpen en kneden van de huid** wordt nagebootst. Er is geen betere manier om zich te ontdoen van vervelende vetkussentjes. De huid wordt **gladder, zachter en steviger** en **cellulitis** wordt minder zichtbaar.

In de praktijk

Het is een massage die in de dagelijkse routine moet worden opgenomen om snel resultaten te zien. De Cel Roller moet **5 minuten per zone** worden gebruikt. Het apparaat kan worden gebruikt met een massagecrème om de behandeling aangenamer te maken. Als bonus wordt **de huid gevoed en gehydrateerd**.

De Cel Roller is **gemakkelijk te gebruiken** en dankzij het **kleine formaat** ook gemakkelijk op te bergen. **Het is geschikt voor de dijen, billen, buik, taille en armen.**





Cell Roller

HET MASSAGEAPPARAAT TEGEN CELLULITIS

LA110223

Kenmerken

- Tegen cellulitis en sinaasappelhuid
- Kneed- en rolmassage voor een merkbaar stevigere en gladdere huid
- Stimuleert de bloedsomloop en de lymfecirculatie
- Geschikt voor de dijen, armen, buik en billen
- Krachtige motor voor een stevige kneed- en rolmassage.
- 2 massage-sterktes
- 3x2 roterende massagerollers
- Ergonomisch ontwerp voor een gemakkelijk en handig gebruik
- Gemakkelijk schoon te maken dankzij de verwijderbare massagerollers





Afmetingen Master Carton
41,0 × 30,36 × 29,6 cm



Gewicht Master Carton
6,5 kg



Colour Boxes / Master Carton
12



Afmetingen Colour Box
13,8 × 19,6 × 9,6 cm



Gewicht Colour Box
0,5 kg



Spanning
12V

LANAFORM

Home Health Experience

Rue de la Légende 55
4141 Louveigné, België

Tel.: +32(0)4 360 92 91
Fax: +32(0)4 360 97 23

www.lanaform.com
info@lanaform.com

