


LANAFORM

HEALTH

# Hydrojet HYDROPULSEUR





## PRÉSENTATION

Merci d'avoir choisi l'hydropulseur de LANA-FORM. Grâce à ses 3 modes de nettoyage, l'Hydrojet permet non seulement de nettoyer les espaces interdentaires en délogeant en douceur les résidus alimentaires mais également de retirer la plaque dentaire et les bactéries. En outre, l'hydropulseur vous permet de masser en douceur les gencives tout en soulageant les saignements.

**Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre produit, en particulier les consignes de sécurité de base.**

📷 Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

## TABLE DES MATIÈRES

- 1 Déballage
- 2 Contenu de l'emballage
- 3 Symboles
- 4 Précautions de sécurité
- 5 Description du produit
- 6 Instructions d'utilisation
- 7 Nettoyage et entretien
- 8 Changement de la canule
- 9 Caractéristiques techniques
- 10 Garantie
- 11 Élimination des déchets

## 1. DÉBALLAGE

Veillez ouvrir l'emballage avec précaution avant usage. Vérifiez si tous les accessoires sont disponibles et si des composants ont été endommagés pendant le transport et suivez les instructions d'installation et d'utilisation de ce mode d'emploi. En cas de dommages ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le revendeur ou Lanaform directement. En

cas de réclamation, vous devrez vous munir du modèle de l'appareil, du numéro de série, de la date d'achat, de vos coordonnées et de votre adresse.

## 2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 hydropulseur
- 4 canules
- 1 câble de chargement usb

## 3. SYMBOLES

Les marques et symboles suivants peuvent apparaître dans le mode d'emploi.

Symbole	Description
	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
	Action interdite.
	Risque d'incendie.
	Remarque.
	Consulter le mode d'emploi.
	Signe CE: Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Les déchets électriques doivent être envoyés dans un point de collecte spécialisé pour y être recyclés.
	Utiliser uniquement en intérieur

## 4. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

**Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'utiliser l'hydropulseur.**

### ⚠ Attention

- Ne dirigez pas le jet d'eau vers l'envers de la langue, l'intérieur de l'oreille, les narines ou d'autres zones délicates.

- Cet appareil est capable de produire des pressions qui pourraient provoquer des lésions graves dans ces zones.
- Cet appareil est réservé à un usage personnel et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les hydropulseurs peuvent être utilisées sous surveillance par des enfants d'au moins 8 ans.
- L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.
- Utilisez seulement les embouts et les accessoires recommandés par Lanaform.
- Ne laissez pas tomber ou n'insérez pas d'objet dans les orifices de l'appareil.
- N'utilisez pas ou ne faites pas fonctionner le produit à l'extérieur, en un endroit où on utilise un flacon d'aérosol ou en un endroit où on administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas d'iode, de solution saline (solution salée) ni d'huiles essentielles concentrées insolubles dans l'eau dans ce produit. L'utilisation de ces produits peut réduire les performances de l'appareil et raccourcir sa durée de vie.
- Retirez tout article de joaillerie buccale avant une utilisation de ce produit.
- Avant de commencer à utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité avec attention. Le non-respect des instructions suivantes est susceptible d'entraîner des dommages corporels ou matériels. Conservez ce mode d'emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres utilisateurs. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un, remettez-lui également ce mode d'emploi.
- Veuillez-vous assurer que l'apparence du produit n'est pas endommagée et que le voyant de démarrage est normal avant d'utiliser ce produit.
- Les personnes souffrant d'une maladie parodontale, qui ont suivi un traitement dentaire ou qui s'inquiètent de symptômes à l'intérieur de leur bouche doivent consulter un dentiste avant utilisation.
- Si, lors de l'utilisation ou après avoir utilisé l'appareil, vous constatez une blessure au niveau de vos gencives, de vos dents ou de votre bouche, n'utilisez plus l'appareil et consultez votre médecin.
- N'utilisez PAS l'appareil en cas de blessure au niveau de la bouche, de vos gencives ou de vos dents.
- Les hydropulseurs doivent être utilisées avec de l'eau froide ou tiède (maximum 40°C).
- N'utilisez l'appareil que pour l'hygiène bucco-dentaire. Ceci pourrait causer un accident ou des blessures si le jet d'eau est dirigé vers les yeux, le nez ou la gorge.
- Ne partagez pas la canule avec votre famille ou d'autres personnes. Ceci risque de provoquer une infection ou une inflammation.
- Ne pas mettre du sel, du bain de bouche ou d'autres produits chimiques dans le réservoir d'eau. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas sécher l'appareil principal avec un sèche-cheveux ou un radiateur soufflant. Ceci risque de causer un dysfonctionnement ou une déformation des pièces.
- Ne pas essuyer avec des diluants, du benzène, de l'alcool etc. Ceci pourrait causer un dysfonctionnement, des craquelures ou une décoloration des pièces.

- Ranger l'appareil dans un emplacement avec une faible humidité après utilisation. Laisser l'appareil dans une salle de bain risque de causer des dysfonctionnements.

### **▲ Choc électrique**

- Comme tout appareil électrique, l'hydropulseur doit être utilisé avec précaution et prudence afin d'éviter tout choc électrique.
- Veuillez à utiliser un chargeur avec une sortie DC 5V 1A conforme aux normes nationales applicables lors du chargement de ce produit et connectez correctement la fiche du chargeur à la prise de courant pour éviter tout dysfonctionnement, incendie ou incendie causé par la chaleur.
- Ne branchez l'adaptateur dans la prise que lorsque l'appareil est éteint.
- N'utilisez jamais l'appareil si ce dernier ou ses accessoires sont visiblement endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage.
- En cas de défaut ou de panne, arrêtez immédiatement l'appareil. Déconnectez la fiche de la prise.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ni sur l'appareil pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise.
- Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne coincez pas le câble.
- N'utilisez pas l'hydropulseur sans avoir préalablement installé la canule.
- Étant donné que ce produit a une batterie rechargeable intégrée, ne placez pas le produit dans un feu et évitez de l'utiliser dans un environnement à haute température et surchauffé, car un dysfonctionnement, un incendie ou un incendie causé par la chaleur peut survenir.
- La batterie de ce produit est une batterie dédiée. Si vous continuez à l'utiliser alors qu'elle a dépassé sa durée de vie, une réaction chimique peut se produire à l'intérieur

de la batterie, entraînant une expansion et une déformation. En outre, le produit peut se déformer à des températures élevées ou sous de forts coups. Si le produit est déformé, veuillez ne pas l'utiliser pour éviter tout risque d'électrocution et d'incendie.

- Gardez l'adaptateur secteur à l'écart des surfaces chaudes.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ne soient pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise domestique lorsqu'elle n'est pas utilisée pour une période prolongée. - Sinon, ceci pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique résultant d'une détérioration de l'isolement.
- Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Déconnectez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.

### **▲ Réparation**

- L'appareil ne doit pas être ouvert.
- Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service-client ou à un revendeur agréé. N'essayez pas d'entretenir l'oxymètre à moins que vous ne soyez un professionnel qualifié. Seuls les professionnels qualifiés en maintenance sont autorisés à effectuer la maintenance intérieure si nécessaire.

### **▲ Risque d'incendie**

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation entraîne un risque d'incendie !
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit couvert, sous une couverture ou des coussins par exemple.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables.

- Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas couvertes.
- Ne débranchez jamais l'appareil allumé. Arrêtez-le toujours au préalable.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou un environnement excessivement humide.

## 5. DESCRIPTION DU PRODUIT [P2]

- 1 Canule
- 2 Interrupteur On/Off
- 3 Bouton sélection Mode
- 4 Indicateur Mode « Soft »
- 5 Indicateur Mode « Normal »
- 6 Indicateur « Pulse »
- 7 Branchement USB
- 8 Réservoir d'eau
- 9 Câble USB
- 10 Interrupteur fixation/libération Canule
- 11 Orifice réservoir d'eau
- 12 Couverture du réservoir

## 6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Chargement

- 1 Veuillez charger le produit avant de l'utiliser pour la première fois. Assurez-vous d'utiliser le chargeur conformément aux exigences ci-dessous. Si vous l'utilisez à l'étranger, veuillez d'abord vérifier si la tension et le chargeur du pays conviennent à ce produit.
- 2 Éteignez d'abord le produit lors de la charge. Connectez le chargeur avec le câble USB inclus. Insérez le chargeur dans la prise secteur et connectez le produit au câble de chargement USB.

- 3 Les indicateurs des différents programmes commencent à clignoter, indiquant que la charge est en cours. Une fois la charge terminée, tous les voyants sont allumés et fixes. À ce stade, débranchez le produit du câble USB et débranchez le chargeur de la prise de courant. C'est un phénomène normal si le produit et le chargeur sont un peu chauds.
- 4 Entre deux et quatre heures sont plus ou moins nécessaires pour charger complètement le produit en utilisant le chargeur répondant aux exigences. Le temps peut varier en fonction de circonstances spécifiques.

### ▲ Avertissement

N'insérez pas et ne retirez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées (cela peut provoquer un choc électrique et un court-circuit).

Ne l'utilisez pas dans des endroits où l'eau est accessible, comme dans un bain ou dans un endroit humide, afin d'éviter un dysfonctionnement ou un court-circuit.

Vous devez utiliser le chargeur qui répond aux exigences de charge.


Vous ne devez pas être trop près du produit pendant le chargement ; lorsque vous partez pour une longue période, vous devez arrêter de charger.

Veillez immédiatement couper l'alimentation lorsque des anomalies se produisent pendant la charge. Si la ligne de charge est endommagée ou si la fiche est desserrée, veuillez arrêter la charge immédiatement.


Veillez utiliser et conserver la ligne de charge correctement. Ne le pliez pas, ne l'étirez pas, ne le tordez pas, n'appuyez pas et ne l'enroulez pas autour du chargeur.

## Mode d'utilisation

Fixez solidement la canule sur l'appareil à l'aide de l'interrupteur de fixation. ▼



Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, maintenez à l'appareil principal à l'horizontal et remplissez le réservoir d'eau en veillant à ce que la température de celle-ci ne dépasse pas les 40°C. ▼




Refermez le couvercle du réservoir d'eau, en veillant à le verrouiller.

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer celui-ci.

Choisissez un des modes de soin en appuyant sur le bouton de sélection du mode.

Il existe 3 modes de nettoyage:


- Mode « Soft »



Ce mode est destiné au massage doux des gencives.

Stimulez doucement les zones à problèmes en dirigeant la canule sur la zone concernée.


- Mode « Normal »



Ce mode est destiné à des soins concentrés sur les poches parodontales en éliminant les bactéries présentes et la plaque dentaire.

- 1 Orientez le flux d'eau vers l'espace entre les dents et la gencive.
- 2 Passez lentement le jet d'eau le long de la gencive.
- 3 Nettoyez l'avant et l'arrière des dents ainsi que derrière les molaires.
- 4 Nettoyez les zones à problèmes de la gencive en mode « soft ».

- Mode « Pulse »



Ce mode est destiné à des soins concentrés sur les zones entre les dents pour éliminer les résidus et bactéries présentes de même que le tartre.

Dirigez le jet d'eau sur la zone entre les dents. Passez la canule depuis les faces avant et arrière des dents. Un réservoir d'eau entièrement rempli fournit environ 1 minute d'utilisation.

### ▲ Remarque

Placez la canule dans votre bouche et fermez doucement votre bouche avant d'appuyer sur le bouton de mise en marche.

Pour l'utilisation, placez votre visage au dessus d'un lavabo et, avec l'appareil principal vertical et la canule en haut, levez le coude.

Appuyer sur le bouton de sélection de mode durant l'utilisation changera le mode.

Tournez la poignée de canule pour ajuster la direction du flux d'eau.

Après utilisation, appuyez sur le bouton de mise en marche pour placer l'appareil principal hors tension.

### ▲ Remarque

- 1 L'appareil risque de ne pas fonctionner à une température ambiante d'environ 5 °C ou moins.

- 2 Ne pressez pas trop fortement la pointe de la canule contre les dents ou les gencives.
- 3 La plaque adhérent à la surface des dents ne pouvant pas être retirée uniquement avec de l'eau, le brossage reste toujours nécessaire. Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de votre bouche avec de l'eau après vous être brossé les dents.
- 4 Ne faites pas fonctionner l'appareil principal à vide sinon pour vider le reste d'eau après utilisation. Utilisez l'appareil principal sans eau risque de causer un dysfonctionnement.
- 5 Si la pointe de la canule est déformée, remplacez-la par une canule neuve.

## 7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- 1 Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et versez l'eau.
- 2 Mettez en marche l'appareil à l'aide du bouton de mise en marche et vider l'eau.
- 3 Faites fonctionner l'appareil jusqu'à ce qu'il n'apparaisse plus d'eau, puis l'éteindre à l'aide du bouton de mise en marche. Retirez la canule à l'aide de l'interrupteur correspondant.
- 4 Nettoyez l'appareil avec un chiffon de nettoyage légèrement humidifié.
- 5 Ne lavez pas avec de l'eau chaude dépassant 50 °C.
- 6 En cas d'utilisation d'un détergent, utilisez un détergent adapté au lavage de vaisselle.
- 7 Rincez soigneusement avec de l'eau afin de s'assurer qu'il ne reste plus de détergent après le nettoyage.
- 8 Essuyez l'humidité avec une serviette et laissez sécher dans une zone bien ventilée.
- 9 Frottez légèrement le filtre au bout du tuyau d'aspiration avec une brosse douce.
- 10 Essuyez l'eau avec une serviette etc. et sécher.



## 8. CHANGEMENT DE LA CANULE

- 1 La canule est un consommable. La canule doit être remplacée environ tous les 6 mois pour des raisons d'hygiène, même si sa forme reste inchangée.

Canule neuve ▼ Canule déformée (usée) ▼



## 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom Produit	Hydrojet
Référence du produit	LA140303
Dimensions	29,5 x 6,5 x 8 cm
Poids	± 295 gr
Spécification de la batterie	1800mAh
Temps de chargement	± 2-4 h
Consommation électrique hors charge	Maximum 5W
Exigence du chargeur	5V, 1A
Courant de veille	Moins de 20uA

## 10. GARANTIE LIMITÉE

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de

toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.



## 11. CONSEILS RELATIFS À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

## ENGLISH

### INTRODUCTION

Thank you for choosing LANAFORM's oral irrigator. With its 3 cleaning modes, the Hydrojet not only cleans the spaces between your teeth by gently dislodging food residues but also by removing dental plaque and bacteria. The oral irrigator will also allow you to massage your gums gently while relieving any bleeding.

**Please read all the instructions before using your product, particularly these basic safety instructions.**

**Please read all the instructions before using your product, particularly these basic safety instructions.**

### CONTENTS

- 1 Unpacking
- 2 Contents of the package
- 3 Symbols
- 4 Safety precautions
- 5 Product description
- 6 Instructions for use
- 7 Cleaning and maintenance
- 8 Changing the cannula
- 9 Technical specifications
- 10 Warranty
- 11 Waste disposal

### 1. UNPACKING

Please open the packaging carefully before use. Check whether all the accessories are present and whether any components have been damaged during transport and follow the installation and operating instructions in this manual. In the event of any damage or malfunction, please contact the reseller or Lanaform directly. In the event of any complaint, you will need the model of the device, serial number, date of purchase, your details and your address.

### 2. CONTENTS OF THE PACKAGE

- 1 oral irrigator
- 4 tips
- 1 USB charger cable

### 3. SYMBOLS

The following marks and symbols may appear in the instructions for use.

Symbol	Description
	This symbol alerts you to risks of injury or hazards to your health.
	Action that is prohibited.
	Fire hazard.
	Note.
	Consult the instructions for use.
	CE symbol: This product meets the requirements of the current national and European directives.
	Electrical waste must be sent to a specialist collection point for recycling.
	To be used only inside.

### 4. SAFETY PRECAUTIONS

**Read the following precautions carefully before using the oral irrigator.**

#### Please note

- Do not aim the water jet at the tongue, the inside of the ear, nostrils or other delicate areas.
- This device is capable of producing pressure that may cause serious lesions in these areas.
- This device is for personal use only and is not intended for commercial use.
- This device is not intended for use by people, including children, with reduced

physical, sensory or mental capabilities, or by people with a lack of experience or knowledge, unless someone responsible for their safety can supervise or instruct them beforehand on how to use the device. Children should be supervised to make sure they do not play with the device.

- Oral irrigators can be used under supervision by children under 8 years old.
- The device is designed solely for use as described in these instructions for use. Use the device only according to the instructions. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by inappropriate or improper use.
- Use only attachments and accessories recommended by Lanaform.
- Do not drop or insert any object into the device's openings.
- Do not use or operate the product outside in a place where aerosol cans are used or in a place where oxygen is administered.
- Do not use iodine, saline solution (salt solution) or concentrated essential oils that are insoluble in water in this product. Using these products may reduce the device's performance and shorten its serviceable life.
- Remove any item of oral jewelry before using this product.
- Before you start using the device, read the safety instructions carefully. Non-compliance with the instructions below is likely to cause personal injury or damage to property. Keep these instructions for use and keep them available for all other users. If you pass on the device to anyone else, give them these instructions for use as well.
- Please make sure the product's appearance is not damaged and that the start-up indicator and temperature are normal before using this product.
- People with periodontal disease who have had dental treatment or who are concerned about symp-

toms inside their mouth need to consult a dentist before use.

- If, when you are using or have used the device, you notice there is a wound on your gums, teeth or your mouth, do not use the device and consult your doctor.
- Do NOT use the device if there is a wound on your mouth, gums or teeth.
- Oral irrigators should be used with cold or tepid water (40°C maximum).
- Use the device only for oral hygiene purposes. This could cause an accident or injuries if the water jet is aimed at the eyes, nose or throat.
- Do not share the cannula with members of your family or other people. This may cause an infection or inflammation.
- Do not put any salt, mouthwash or other chemical products in the water reservoir. This could cause it to malfunction.
- Do not dry the main unit with a hairdryer or a fan heater. This may cause the parts to malfunction or distort.
- Do not clean with thinners, benzene or alcohol, etc.. This could cause the parts to malfunction, crack or become discoloured.
- Store the device after use in a place where there is low humidity. Leaving the device in a bathroom might cause it to malfunction.

### **▲ Electric shock**

- As with any electrical device, the oral irrigator must be used carefully and with caution to avoid any electric shock.
- Please use a charger with a DC 5V 1A output in compliance with the national standards applicable when charging this product and correctly connect the charger plug to the power outlet to prevent any malfunction, fire or fire caused by heat.
- Do not connect the adapter to the power supply when the device is switched off.
- Do not use the device if it or its accessories show any signs of damage.

- Do not use the device if it has fallen into water.
- Do not use the device during a storm.
- If the device is faulty or breaks down, switch it off immediately. Disconnect the plug from the socket.
- Do not pull on the power cable or on the device in order to remove the adapter from the wall socket.
- Do not hold and never carry the device by its power cable.
- Do not pinch the cable.
- Do not use the oral irrigator without having previously installed the cannula.
- Given that this product has an integrated rechargeable battery, do not place the product in a fire and do not use it in a high-temperature and overheated environment because a malfunction, fire or fire caused by heat may occur.
- This product's battery is a dedicated battery. If you continue using it when it has exceeded its lifespan, a chemical reaction may occur inside the battery, causing expansion and deformation. The product may deform at high temperatures or under strong blows. If the product is twisted, do not use it in order to avoid any risk of electrocution and fire.
- Keep the power adapter away from hot surfaces.
- Make sure that the power cable and mains adapter plug do not come into contact with water, steam or other liquids.
- Unplug the power plug from the household mains when not in use for a prolonged period. - Otherwise, this could cause an electric shock or a fire due to an electrical leakage resulting from the insulation deteriorating.
- Do not attempt to retrieve a device that has fallen into water. Unplug it immediately from the mains power supply.

## ▲ Repairs

- The device must not be opened.
- Only a specialist may repair electrical devices. Any inappropriate repair may cause a significant risk to the user. Contact customer service or an authorised dealer for any repairs. Do not try to maintain the oximeter unless you are a qualified professional. Only qualified maintenance professionals are authorised to carry out internal maintenance if necessary.

## ▲ Fire hazard

- Any inappropriate use or use that does not comply with these operating instructions may cause a fire hazard!
- Do not use the device in a covered area, under a cover or under cushions, for example.
- Do not use the device close to highly inflammable materials.
- Make sure that the air vents are not covered.
- Never disconnect the device when it is switched on. Always stop it beforehand.
- Do not expose the device to high temperatures or an excessively humid environment.

## 5. PRODUCT DESCRIPTION [P2]

- 1 Cannula
- 2 On/Off switch
- 3 Mode selection button
- 4 "Soft" mode indicator
- 5 "Normal" mode indicator
- 6 "Pulse" indicator
- 7 USB connection
- 8 Water tank
- 9 USB cable
- 10 Cannula attachment/release switch
- 11 Water reservoir opening
- 12 Reservoir lid

## 6. INSTRUCTIONS FOR USE

### Charging

- 1 Please charge the product before using it for the first time. Make sure you use the charger according to the requirements below. If you use it abroad, first check whether the country's voltage and charger are suitable for this product.
- 2 Turn off the product first when charging. Connect the charger to the USB cable that is included. Insert the charger into the mains power supply and connect the product to the USB charger cable.
- 3 The indicators of the different programmes will start to flash showing that charging is in progress. Once the charging process ends, all the lights will be lit and permanently on. At this point, disconnect the product from the USB cable and disconnect the charger from the power supply. It's quite normal for the product and charger to be slightly warm.
- 4 Approximately two to four hours are needed to charge the product fully using the charger that meets the requirements. The time may vary depending on the specific circumstances.

### ▲ Warning

Do not insert or remove the power cable with wet hands (this may cause an electric shock and the product to short-circuit).

Do not use it in places where water is accessible, such as in a bath or humid environment, in order to prevent a malfunction or short-circuiting.

You must use the charger that meets the charging requirements.

You should not be too close to the product during charging; when you leave for a long period, you must stop charging the device.


Cut off the power immediately when any anomalies occur during charging. If the charging

cable is damaged or if the plug is loose, stop charging immediately.


Use and keep the charging cable correctly. Do not bend it, stretch it, twist it, press it down or wrap it around the charger.

### Instructions for use

Secure the cannula to the device using the attachment switch. ▼



Open the water reservoir lid, keep the main unit horizontal and fill the water reservoir making sure that its temperature does not exceed 40°C. ▼




Replace the water reservoir lid, making sure it is locked.

When you use the device for the first time, press the stop/start switch to set it going.

Choose one of the treatment modes by pressing the mode selection button.

There are 3 cleaning modes:


- “Soft” mode



This mode is intended to gently massage the gums.

Gently stimulate problem areas by aiming the cannula at the affected area.


- “Normal” mode



This mode is intended for treatments that focus on periodontal pockets by removing bacteria and dental plaque.

- 1 Direct the water flow towards the space between the teeth and the gum line.
- 2 Slowly pass the jet of water along the gum line.
- 3 Clean the front and back of the teeth and behind the molars.
- 4 Clean the problem areas of the gums in “soft” mode.

- “Pulse” mode



This mode is intended for treatments that focus on the areas between the teeth to remove bacteria as well as tartar.

Aim the water jet at the area between the teeth. Pass the cannula from the front and back sides of the teeth. A water reservoir that is completely full is sufficient for approximately 1 minute's use.

#### **▲ Note**

Place the cannula in your mouth and gently close your mouth before pressing the power button.

To use it, place your face over a sink and, with the main unit vertical and the cannula up, raise your elbow.

Pressing the mode selection button during use will change the mode.

Twist the cannula handle to adjust the direction of the water flow.

After use, press the power button to turn off the main unit.

#### **▲ Note**

- 1 The device might not operate at an ambient temperature of around 5°C or less.
- 2 Do not press the tip of the cannula against the teeth or gums too hard.
- 3 Plaque that sticks to the surface of the teeth and cannot be removed just with water will still need to be brushed

- off. It is recommended that the inside of your mouth be cleaned with water after you have brushed your teeth.
- Do not run the main unit on empty except to empty the remaining water after use. Using the main unit with no water might cause it to malfunction.
  - If the cannula's point is misshapen, replace it with a new cannula.


## 7. CLEANING AND MAINTENANCE

- Open the lid of the water reservoir and empty the water.
- Set the device going using the power button and empty the water.
- Run the device until no more water appears, then switch it off using the power button. Remove the cannula using the corresponding switch.
- Clean the device with a slightly damp cleaning cloth.
- Do not wash with water exceeding 50°C.
- If using a detergent, use a detergent suitable for washing up.
- Carefully rinse with water to ensure there is no detergent left after cleaning.
- Wipe off the moisture with a towel and let it dry in a well ventilated area.
- Lightly rub the filter at the end of the suction pipe with a soft brush.
- Wipe off the water with a towel etc. and dry.

## 8. CHANGING THE CANNULA

- The cannula is a consumable. The cannula must be replaced approximately every 6 months for hygiene reasons, even if its shape remains unchanged.

New cannula ▼ Deformed (used) cannula ▼



## 9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name	Hydrojet
Product reference	LA140303
Dimensions	29.5 × 6.5 × 8 cm
Weight	± 295 gr
Battery specification	1800mAh
Charging time	± 2-4 hrs
Power consumption when not charging	Maximum 5W
Charger requirement	5V, 1A
Standby current	Less than 20uA

## 10. LIMITED WARRANTY

LANAFORM guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of two years from the date of purchase, except in the circumstances described below.

The LANAFORM guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this LANAFORM product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, that is outside LANAFORM's control.

LANAFORM may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage.

All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two

years from the initial date of purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied.

On receipt, LANAFORM will repair or replace your appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee is only valid through LANAFORM's Service Centre. Any attempt to maintain this product by a person other than LANAFORM's Service Centre will render this guarantee void.



## 11. ADVICE REGARDING THE DISPOSAL OF WASTE

All the packaging is composed of materials that pose no hazard for the environment and which can be disposed of at your local sorting centre to be used as secondary raw materials. The cardboard may be disposed of in a paper recycling bin. The packaging film must be taken to your local sorting and recycling centre.

When you have finished using the device, please dispose of it in an environmentally friendly way and in accordance with the law.

## NERDERLANDS

### PRESENTATIE

Bedankt omdat u voor de monddouche van LANAFORM hebt gekozen. Dankzij de 3 reinigingsmodi maakt de Monddouche het niet alleen mogelijk om de ruimte tussen de tanden te reinigen door voedselresten zachtjes te verwijderen maar ook om komaf te maken met tandplak en bacteriën. Bovendien kunt u met de monddouche uw tandvlees zachtjes masseren en bloedingen verlichten.

**Lees alle instructies voordat u uw product in gebruik neemt, in het bijzonder deze basisveiligheidsvoorschriften.**

 De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

### INHOUDSOPGAVE

- 1 Uitpakken
- 2 Inhoud van de verpakking
- 3 Symbolen
- 4 Veiligheidsmaatregelen
- 5 Beschrijving van het product
- 6 Gebruiksaanwijzing
- 7 Reiniging en onderhoud

- 8 Verandering van de canule
- 9 Technische eigenschappen
- 10 Garantie
- 11 Afvalverwijdering

### 1. UITPAKKEN

Open de verpakking voorzichtig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of er onderdelen beschadigd zijn geraakt tijdens het transport. Volg de installatie- en gebruiksinstructies van deze handleiding. Neem contact op met de verkoper of rechtstreeks met Lanaform indien het apparaat beschadigd is of slecht werkt. Hou het model en serienummer van het apparaat, uw contactgegevens en uw adres bij de hand ingeval u klachten hebt.

### 2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 monddouche
- 4 canules
- 1 USB-laadkabel



### 3. SYMBOLEN

De volgende merken en symbolen kunnen voorkomen in de handleiding.

Symbool	Beschrijving
	Dit symbool waarschuwt u voor risico's op verwondingen of gevaar voor uw gezondheid.
	Verboden handeling.
	Brandgevaar.
	Opmerking.
	De handleiding raadplegen.
	CE-tekens: Dit product voldoet aan de vereisten van de van kracht zijnde Europese en nationale richtlijnen.
	Elektriciteitsafval moet naar een gespecialiseerd inzamelpunt worden gebracht, waar het kan worden gerecycleerd.
	Alleen binnen gebruiken.

### 4. VEILIGHEIDSMATREGELEN

**Lees aandachtig de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u de monddouche gebruikt.**

#### **Opgelet**

- Richt de waterstraal niet in de richting van uw tong, de binnenkant van uw oor, uw neusgaten of andere delicate zones.
- Dit apparaat kan druk produceren die tot ernstige verwondingen kan leiden in deze zones.
- Dit apparaat is voorbehouden voor persoonlijk gebruik en is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of zij vooraf

instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

- De monddouches kunnen onder toezicht worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat werd enkel ontwikkeld voor het gebruik dat wordt beschreven in deze handleiding. Gebruik het apparaat enkel in overeenstemming met de instructies. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een ongepast of niet-conform gebruik.
- Gebruik alleen de opzetstukken en hulpstukken die aanbevolen zijn door Lanaform.
- Laat het apparaat niet vallen of breng geen voorwerp in de openingen van het apparaat.
- Gebruik het product niet buiten, op een plaats waar een spuitbus wordt gebruikt of op een plaats waar zuurstof wordt toegediend, of laat het niet op die plaatsen gebruiken.
- Gebruik in dit apparaat geen jodium, zoutoplossing of geconcentreerde essentiële oliën die onoplosbaar zijn in water. Het gebruik van die producten kan afbreuk doen aan het prestatievermogen van het apparaat en de levensduur ervan verkorten.
- Verwijder alle mondjewelens alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Lees aandachtig de veiligheidsinstructies alvorens het apparaat te beginnen te gebruiken. De niet-naleving van de volgende instructies kan lichamelijke of materiële schade veroorzaken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en hou ze ter beschikking van alle andere gebruikers. Indien u het apparaat doorgeeft aan iemand, bezorg hem of haar dan ook deze gebruiksaanwijzing.
- Gelieve u ervan te verzekeren dat de buitenkant van het product niet beschadigd is en dat de startindicator normaal is alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Mensen met een parodontale aandoening die een behandeling hebben gevolgd of

die zich zorgen maken over symptomen in hun mond, moeten een tandarts raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.

- Indien u tijdens het gebruik van dit apparaat of erna een verwonding aan uw tandvlees, uw tanden of uw mond vaststelt, dan mag u het apparaat niet langer gebruiken en moet u uw arts raadplegen.
- Gebruik het apparaat NIET in geval van verwonding van uw mond, uw tandvlees of uw tanden.
- De monddouches moeten met koud of lauw water (maximaal 40°C) worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat enkel voor monden tandhygiëne. Dit zou een ongeval of verwondingen kunnen veroorzaken als de waterstraal in de richting van de ogen, de neus of de keel wordt gericht.
- Deel de canule niet met uw familie of anderen. Dit zou een infectie of ontsteking kunnen veroorzaken.
- Voeg geen zout, mondspoelmiddel of andere chemische producten in het waterreservoir. Dit zou tot een functiestoornis kunnen leiden.
- Droog het hoofdapparaat niet met een haardroger of een ventilatorwaaier. Dit zou tot een functiestoornis of een vervorming van de onderdelen kunnen leiden.
- Veeg het apparaat niet af met verdunningsmiddelen, benzeen, alcohol, enz. Dit zou tot een functiestoornis, haarbarstjes of een verkleuring van de onderdelen kunnen leiden.
- Berg het apparaat na gebruik op op een plaats met een lage vochtigheid. Het apparaat in een badkamer laten staan kan functiestoornissen veroorzaken.

### **▲ Elektrische schok**

- Zoals elk elektrisch apparaat moet de monddouche voorzichtig en behoedzaam worden gebruikt om elk risico op elektrische schokken te vermijden.
- Opgelet, gebruik een oplader met een uitgang DC 5V 1A conform de toepasselijke nationale normen tijdens het opladen van dit product, en sluit de stekker van de lader correct aan op het stopcontact om elke slechte werking, brand of brand veroorzaakt door de hitte te vermijden.
- Sluit de adapter enkel aan in het stopcontact wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
- Gebruik het apparaat nooit als het apparaat of onderdelen ervan zichtbare schade vertonen.
- Gebruik het apparaat niet als het in water is gevallen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.
- In geval van storingen of defect moet u het apparaat onmiddellijk stopzetten. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan de stroomkabel, noch aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Neem het apparaat nooit vast of draag het nooit met de stroomkabel.
- Klem de kabel niet vast.
- Gebruik de monddouche niet zonder eerst de canule geïnstalleerd te hebben.
- Aangezien dit product een ingebouwde herlaadbare batterij heeft, mag u het niet in vuur deponeren, noch in de buurt van hoge temperatuur en oververhitting gebruiken, want er kan zich een slechte werking, brand of brand veroorzaakt door de warmte voordoen.
- De batterij van dit product is een specifieke batterij. Als u die blijft gebruiken nadat de levensduur verstreken is, kan een chemische reactie optreden binnenin de batterij, wat leidt tot expansie en misvorming. Bovendien kan het product vervormen bij hoge temperaturen of door hevige schokken. Als het product vervormd is, mag u het niet meer gebruiken om elk risico op elektrocutie en brand te vermijden.
- Hou de netstroomadapter uit de buurt van warme oppervlakken.

- Vergewis u ervan dat de stroomkabel en de adapter niet in aanraking komen met water, stoom of andere vloeistoffen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. - Zo niet kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken wegens een elektrisch lek als gevolg van een aantasting van de isolering.
- Neem een gevallen apparaat nooit uit het water. Verwijder de netstroomadapter onmiddellijk uit het stopcontact.

### ▲ **Herstelling**

- Het apparaat mag niet geopend worden.
- Alleen een specialist mag elektrische apparaten herstellen. Elke ongepaste herstelling kan een groot risico vormen voor de gebruiker. Wend u voor elke herstelling tot de klantendienst of een erkende verkoper. Probeer de oximeter niet zelf te onderhouden, tenzij u professioneel gekwalificeerd bent hiervoor. Alleen wie professioneel gekwalificeerd is in onderhoud, is gemachtigd om intern onderhoud uit te voeren, indien nodig.

### ▲ **Brandgevaar**

- Elk onaangepast of niet-conform gebruik volgens deze gebruiksaanwijzing kan een brandgevaar met zich brengen!
- Gebruik het apparaat niet op een overdekte plaats, onder een deken of kussen bijvoorbeeld.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van gemakkelijk ontvlambaar materiaal.
- Let erop dat de ventilatiegaten niet bedekt zijn.
- Ontkoppel het apparaat nooit wanneer het ingeschakeld is. Schakel het altijd eerst uit.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of een te vochtige omgeving.

## **5. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT [P2]**

- 1 Canule
- 2 ON/OFF-schakelaar
- 3 Knop selectiemodus
- 4 Indicator modus 'Soft'
- 5 Indicator modus 'Normaal'
- 6 Indicator 'Pulse'
- 7 USB-aansluiting
- 8 Waterreservoir
- 9 USB-kabel
- 10 Schakelaar bevestiging/losmaking Canule
- 11 Opening waterreservoir
- 12 Deksel van het reservoir

## **6. GEBRUIKSAANWIJZING**

### **Laden**

- 1 Gelieve het product op te laden alvorens het voor de eerste keer te gebruiken. Verzekeer u ervan om de lader te gebruiken conform de onderstaande vereisten. Indien u het gebruikt in het buitenland, gelieve eerst te verifiëren of de spanning en de lader van het land geschikt zijn voor dit product.
- 2 Schakel het product eerst uit tijdens het laden. Sluit de lader aan met de USB-kabel. Plaats de lader in het stopcontact en verbind het product met de USB-laadkabel.
- 3 De indicatoren van de verschillende programma's beginnen te knipperen, wat erop wijst dat het apparaat wordt opgeladen. Zodra het opladen klaar is, branden alle controlelampjes vast. Op dat moment maakt u het product los van de USB-kabel en u haalt de lader uit het stopcontact. Het is normaal als het product en de lader een beetje warm zijn.
- 4 Het duurt tussen twee en vier uur om het product volledig op te laden met de lader die beantwoordt aan de vereisten. De tijd kan variëren volgens specifieke omstandigheden.

## ▲ Waarschuwing

Raak de stroomkabel niet aan met natte handen (dat kan een elektrische schok en kortsluiting teweegbrengen).

Gebruik de kabel niet in de buurt van water, zoals een bad of op een vochtige plaats, om een slechte werking of kortsluiting te vermijden.

U moet een oplader gebruiken die beantwoordt aan de laadvereisten.


U mag niet te dicht bij het product komen tijdens het laden; wanneer u voor langere tijd weggaat, moet u het opladen stopzetten.

Gelieve de stroom onmiddellijk te onderbreken wanneer zich anomalieën voordoen tijdens het laden. Indien de laadkabel beschadigd is of als de stekker losgemaakt is, moet u het laden onmiddellijk beëindigen.


Gelieve de laadkabel correct te gebruiken en te bewaren. U mag de kabel niet plooiën, uittrekken, verdraaien, erop drukken en oprollen rond de lader.

## Gebruiksaanwijzing

Bevestig de canule stevig op het apparaat met behulp van de bevestigingsschakelaar. ▼



Open het deksel van het waterreservoir, hou het hoofdapparaat horizontaal en vul het waterreservoir. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 40°C. ▼




Sluit het deksel van het waterreservoir opnieuw en vergrendel het.

Druk op de aan-/uit-schakelaar als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Kies een van de verzorgingsmodi door op de knop voor de modusselectie te drukken.

Er zijn 3 reinigingsmodi:


- Modus 'Soft'



Deze modus is bestemd voor een zachte massage van het tandvlees.

Stimuleer zachtjes de probleemzones door de canicule op de betrokken zone te richten.


- Modus 'Normaal'



Deze modus is bestemd voor een verzorging gericht op de parodontale pockets door de aanwezige bacteriën en tandplak te verwijderen.

- 1 Richt de waterstroom op de ruimte tussen de tanden en het tandvlees.
- 2 Laat de waterstraal langzaam langs het tandvlees lopen.
- 3 Reinig de tanden vooraan en achteraan en ook achter de kiezen.
- 4 Reinig de probleemzones van het tandvlees in de modus 'soft'.

- Modus 'Pulse'



Deze modus is bestemd voor een verzorging gericht op de zones tussen de tanden om de aanwezige resten en bacteriën evenals tandplak te verwijderen.

Richt de waterstraal op de zone tussen de tanden. Laat de canule vanaf de voor- en achterkant van de tanden gaan. Een volledig gevuld waterreservoir is goed voor een gebruik gedurende ongeveer 1 minuut.

### ▲ Opmerking

Plaats de canule in uw mond en doe uw mond zachtjes dicht alvorens de aan-knop in te drukken.

Hou uw gezicht boven een lavabo en hef uw elleboog op en, met het hoofdapparaat verticaal en de canule omhoog.

Druk op de selectiekноп voor de modus tijdens het gebruik om de modus te wijzigen.

Draai de handgreep van de canule om de richting van de waterstroom aan te passen.

Druk na gebruik op de aan-/uit-knop om het hoofdapparaat uit te schakelen.

### ▲ Opmerking


- 1 Het apparaat riskeert niet te werken bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 5°C of minder.
- 2 Druk het uiteinde van de canule niet te stevig tegen de tanden of het tandvlees.
- 3 Tandplak kan niet gewoon met water worden verwijderd. Tandpoetsen met een tandenborstel is dus nog altijd nodig. Het is aanbevolen om de binnenkant van uw mond met water te reinigen nadat u uw tanden hebt gepoetst.
- 4 Laat het hoofdapparaat niet werken zonder water, en doe de rest van het water weg na gebruik. Het apparaat gebruiken zonder water kan een functiestoornis veroorzaken.
- 5 Indien het uiteinde van de canule vervormd is, moet de canule vervangen worden door een nieuwe.

## 7. REINIGING EN ONDERHOUD

- 1 Open het deksel van het waterreservoir en giet er het water in.
- 2 Schakel het apparaat in met behulp van de aan-/uit-knop en maak het waterreservoir leeg.
- 3 Laat het apparaat werken totdat er geen water meer komt, schakel het dan uit met de aan-/uit-knop. Verwijder de canule met de overeenkomstige schakelaar.
- 4 Reinig het apparaat met een licht bevochtigde reinigingsdoek.
- 5 Was het apparaat niet met water van meer dan 50°C.
- 6 Indien u een schoonmaakmiddel gebruikt, gebruik dan een middel dat geschikt is voor de vaat.
- 7 Spoel het apparaat zorgvuldig met water zodat er zeker geen schoonmaakmiddel achterblijft na de reiniging.
- 8 Droog het apparaat af met een handdoek en laat het drogen op een goed verluchte plaats.
- 9 Wrijf licht over de filter aan het uiteinde van de zuigslang met een zachte borstel.
- 10 Maak het apparaat droog met een handdoek, enz. en laat het drogen.

## 8. VERANDERING VAN DE CANULE

- 1 De canule is een verbruiksartikel. De canule moet ongeveer om de 6 maanden vervangen worden om hygiënische redenen, ook als de vorm ongewijzigd blijft.
- Nieuwe - ▼ Vervormde canule (versleten) ▼



## 9. TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	Waterjet
Referentie van het product	LA140303
Afmetingen	29,5 x 6,5 x 8 cm
Gewicht	± 295 g
Specificatie van de batterij	1800mAh
Laadtijd	± 2-4 h
Elektriciteitsverbruik buiten laden	Maximaal 5W
Vereiste van de oplader	5V, 1A
Stroom stand-by	Minder dan 20uA

## 10. BEPERKTE GARANTIE

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM

Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.



## **11. ADVIES OVER AFVALVERWIJDERING**

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

**Hydrojet**  
LA140303/Lot 005

**Manufacturer  
& Importer**  
Lanaform SA

**Postal Address**  
Rue de la Légende, 55  
4141 Louveigné, Belgium

Tel. +32 4 360 92 91  
info@lanaform.com  
www.lanaform.com