

LANAFORM

Cell Roller



EN ENGLISH

SQUEEZE-ROLL MASSAGE

FR FRANÇAIS

MASSAGE PAR PALPER-ROULER

NL NEDERLANDS

PALPATIE-ROLMASSAGE



Presentation

Thank you for choosing the LANAFORM Cell Roller massage device.

The Cell Roller anti-cellulite device makes it possible for you to receive a massage that encourages blood flow, especially in areas affected by cellulite, the orange peel effect and loose connective tissue: the thighs, arms, belly and bottom. Its powerful motor provides a strong squeeze-roll massage.

This complex movement makes it possible to massage the subcutaneous connective tissue, encouraging blood flow and lymphatic circulation. Your skin will become smoother, firmer and cellulite will appear reduced.

Contents

- 01 Unpacking
- 02 Safety precautions
- 03 Product description
- 04 Instructions for use
- 05 Cleaning and maintenance
- 06 Storage
- 07 Advice regarding the disposal of waste
- 08 Limited warranty

Unpacking

Please open the packaging carefully before use. Check whether all the accessories are present and whether any components have been damaged during transport and follow the installation and operating instructions in this manual. In the event of any damage or malfunction, please contact the reseller

or Lanaform directly. In the event of any complaint, you will need the model of the device, serial number, date of purchase, your details and your address.

- 1× Cell Roller device
- 1× Power supply
- 1× this User Manual

Safety precautions

⚠ Please read all the instructions before using your electric hot water bottle, especially this basic safety information.

📷 The photographs and other images of the product in this manual and on the packaging are as accurate as possible, but do not claim to be a perfect reproduction of the product.

The device is intended solely for personal use and not for medical or commercial purposes. It is not a substitute for medical treatment. This appliance can be used by children aged 8 years and over, as well as by those with reduced

EN

4 · ENGLISH

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge as long as they are supervised or know how to use it completely safely and understand the risks. **C**hildren must not play with the appliance. It must not be cleaned or handled by children without supervision. **I**f the device's electrical power cable is damaged, it must be disposed of. **I**f the cable cannot be detached, the device must be disposed of. **U**nder no circumstances should you open or repair the device; it would no longer be possible to guarantee that the device would work properly. **F**ailure to follow these instructions may invalidate the warranty.

⚠ Warning

The use of a massage device is prohibited

- on animals,

- do not use it if you have any pathological changes or wounds on the part of the body to be massaged (e.g. herniated disc, open wound),
- for massages in the area of the heart if you wear a pacemaker. For other parts of the body, seek medical advice first,
- on skin and swollen or burnt parts of the body presenting with inflammation or injury,
- in the event of open wounds, on capillaries, varicose veins, in cases of acne or rosacea,
- herpes or other skin diseases,
- during pregnancy,
- on the face (eyes), larynx or other particularly sensitive parts of the body,

- do not use the device for a foot massage,
- when sleeping,
- after taking drugs or alcohol (limited sensory perception),
- in a vehicle.

Seek medical advice before using this massage device:

- if you suffer from a serious illness or if you have undergone surgery on your upper body,
- if you have been fitted with a pacemaker, implants or any other ancillary device,
- if you have ever suffered or are currently suffering in particular from blood clots, diabetes or any other pain of unknown origin.

The device is only for use as per this user manual. The manufacturer cannot

EN

7 - ENGLISH

be held liable for damage caused by inappropriate or improper use.

⚠ Electrocutation

As with any electrical device, this massage device must be used cautiously and with care to avoid any risk of electrocution. **Therefore**, only use the device:

- with the power supply provided and at the mains voltage indicated on the power supply,
- under any circumstances if there is visible damage to the device or its accessories,
- during a thunderstorm.

If the equipment is faulty or malfunctions, stop and unplug it immediately.

Do not pull on the device's power cable or to disconnect the power supply.

Do not hold and never carry the device by its power cable. **Keep** cables away

from hot surfaces. **Do** not jam, fold or twist the cable. **Do** not push needles or other sharp objects into it. **Make** sure that the massage device, the switch, the power supply and the cable do not come into contact with water, steam or other liquids. **Therefore**, only use the device only in dry rooms indoors (i.e. never in a bathroom or sauna). **Never** try to pick up a device that has fallen into water. **Unplug** it immediately. **Do** not use the device or its accessories if any damage is visible. **Avoid** shaking the device and do not drop it.

⚠ Repairs

Repairs to electrical appliances should only be carried out by qualified electricians. **Non-compliant** repairs can pose serious risks to the user. **Contact** after-sales service or an authorised dealer for any repairs.

EN

9-ENGLISH

⚠ Fire hazard

Using this appliance incorrectly or failing to comply with these instructions could cause a fire! **T**herefore, never use the massage device:

- under a cover or cushion,
- close to petrol or other highly flammable substances.

⚠ Handling

After each use and before it is cleaned, switch off the device and unplug it. **D**o not insert any item into the openings or into any rotating parts. **M**ake sure that moving parts can always move unimpeded. **K**eep the device away from high temperatures.

EN

Product description 1

- 01 Handle
- 02 Slider switch, 3 positions
 - 0: stop
 - 1: low speed
 - 2: high speed
- 03 Massage rollers
- 04 DC port
- 05 Massage roller connector
- 06 Power supply

Instructions for use

Introduction

Cellulite can cause the formation of fatty deposits on the surface of the skin, located mainly around the thighs, arms and buttocks. When cellulite is widespread, the fat cells increase in volume and thus exert a certain upward pressure, causing this common formation of fatty deposits

on the surface of the skin. To prevent or reduce cellulite, medicine and the world of cosmetics offer many methods of treatment, but yet none of them have yet yielded entirely satisfactory results.

However, massage that encourages blood flow, combined with regular physical exercise and a balanced diet, can lead to an improvement in the appearance of the skin.

The Cell Roller device makes it possible for you to receive a massage that encourages blood flow, especially in areas affected by cellulite orange peel effect and loose connective tissue: the legs, arms and bottom. The powerful motor provides a strong squeeze-roll massage. This complex

EN

11 · ENGLISH

movement makes it possible to massage the subcutaneous connective tissue, encouraging blood flow and lymphatic circulation.

With its squeeze-roll function, the device reproduces the action of a professional massage. The ergonomic design of this device provides for comfortable use at home.

Set-up

- Remove the packaging.
- Check that the appliance, power supply mains plug, and cable are not damaged in any way.
- Insert the connecting plug into the socket on the massage device.
- Position the power cable so that nobody trips over it.

Use

The massage device must not be pressed hard into the area you want to massage. If the massage is painful or unpleasant, stop or change the position of the device.


Do not insert or force any part of your body, especially not your fingers, between the rotating massage rollers.

Turn on the massage device using the slider switch. The massage rollers will start turning. You can choose between low- or high-speed massage. We recommend starting with low-speed. To turn the device off, set the slider switch to the 0 position.

Use on the belly and waist

Sit or stand comfortably with your back straight. Put the Cell Roller over the abdomen and gently tense your belly. Perform slow movements over your entire belly, letting the device work on each area. Starting from the middle of your belly, you can also work in a straight line towards either side. To work the tops of the hips, make forward-and-back movements on each side as shown in the diagram.

Repeat one of these movements several times. After several uses, you can also choose the higher intensity for improved results in less time, depending on your skin and your feeling when using the Cell Roller.



⚠ Warning


If you experience any discomfort, stop using the Cell Roller immediately and consult your doctor.

Use on the legs

For an effective massage of the legs, bend over slightly and place the Cell Roller just above the knees. Perform slow movements on the front and back of your thighs until you reach the groin and hips. Alternate between one leg, then the other. The massage should not last longer than 5 minutes per leg.


EN

13 · ENGLISH



Use on 'saddlebags'

More specifically, to work on the sides of your thighs, perform small horizontal and vertical movements. Do not go over 5 minutes per area.



Use on the buttocks

To tone your buttocks, start using the Cell Roller at the base of the buttocks and work up towards the waist. Let the device pass over the entire area you want to work on. You can also make horizontal outward movements from the middle. The recommended duration of use is 5 minutes on each buttock.



Use on the arms

To tone your arms, make up-down movements on

the front and back of your arms.



Cleaning and maintenance

⚠ Warning

- Before cleaning, disconnect the cable from the power supply and unplug the device.
- Clean the device using only the method shown. Under no circumstances should liquid

enter the device or its accessories.

- You can remove the massage rollers by pulling them sharply. The rollers can be cleaned with a soft brush, running water and a little detergent.
- The device can be cleaned with a soft damp cloth.
- Wait until the device is completely dry before re-using it.

Storage

- If you are not going to use the device for a long time, we recommend storing it in its original packaging in a dry place. Do not put anything on top of it.

EN

15 - ENGLISH

Advice regarding the disposal of waste

All the packaging is composed of materials that pose no hazard for the environment and which can be disposed of at your local sorting centre to be used as secondary raw materials. The cardboard may be disposed of in a paper recycling bin. The packaging film must be taken to your local sorting and recycling centre.

When you have finished using the device, please dispose of it in an environmentally friendly way and in accordance with the law.

Limited warranty

LANAFORM guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of two years from the date of purchase, except in the circumstances described below.

The LANAFORM guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this LANAFORM product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, that is outside LANAFORM's control.

LANAFORM may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage.

All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two years from the initial date of purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied.

On receipt, LANAFORM will repair or replace your appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee is only valid through LANAFORM's Service Centre. Any attempt to maintain this product by a person other than LANAFORM's Service Centre will render this guarantee void.

EN

17 · ENGLISH

Présentation

Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil de massage Cell Roller de LANAFORM.

L'appareil anti-cellulite Cell Roller vous donne la possibilité d'effectuer des massages favorisant la circulation sanguine, surtout aux endroits touchés par la cellulite, la peau d'orange et un relâchement du tissu conjonctif : les cuisses, les bras, le ventre et le postérieur. Son moteur performant assure un massage palper-rouler énergique.

Grâce à ce mouvement complexe, le tissu conjonctif sous-cutané peut être massé, ce qui favorise la circulation sanguine et

lymphatique. Votre peau devient plus lisse, plus ferme et l'aspect de la cellulite est atténué.

Table des matières

- 01 Déballage
- 02 Précautions de sécurité
- 03 Description du produit
- 04 Instructions d'utilisation
- 05 Nettoyage et entretien
- 06 Rangement
- 07 Conseils relatifs à l'élimination des déchets
- 08 Garantie limitée

Déballage

Veillez ouvrir l'emballage avec précaution avant usage.

Vérifiez si tous les accessoires sont disponibles et si des composants ont été endommagés pendant le transport et suivez les instructions d'installation et d'utilisation de ce mode d'emploi. En cas de dommages ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le revendeur ou Lanaform directement. En cas de

réclamation, vous devrez vous munir du modèle de l'appareil, du numéro de série, de la date d'achat, de vos coordonnées et de votre adresse.

- 1× Appareil Cell Roller
- 1× Bloc d'alimentation
- 1× Le présent mode d'emploi

Précautions de sécurité

⚠ Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre bouillotte électrique, en particulier ces quelques consignes de sécurité fondamentales.

📷 Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur L'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

L'appareil est prévu uniquement pour un usage personnel et non pas à des fins médicales ou commerciales. Il ne saurait remplacer un traitement médical. **C**et appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques. **L**es enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. **L**e nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. **S**i le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. **S**il n'est pas détachable, l'appareil doit être mis au rebut. **V**ous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l'appareil;

le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.

⚠ Avertissement

L'utilisation de l'appareil de massage est interdite :

- pour les animaux,
- ne pas utiliser en cas de changement pathologique ou de blessure au niveau de la région du corps à masser (par exemple, en cas d'hernie discale, de plaie ouverte),
- pour les massages dans la zone du coeur si vous portez un stimulateur cardiaque. Pour d'autres parties du corps, demandez d'abord l'avis médical,
- sur une peau et des parties du corps gonflées, brûlées, présentant une inflammation ou une blessure,

FR

21 - FRANÇAIS

- en cas de blessures ouvertes, sur les capillaires, sur les varices, en cas d'acné, de couperose,
- d'herpès ou d'autres maladies de peau,
- pendant la grossesse,
- sur le visage (yeux), sur le larynx ou d'autres parties du corps particulièrement sensibles,
- n'utilisez pas l'appareil pour le massage des pieds,
- pendant le sommeil,
- après l'absorption de médicaments ou d'alcool (perception sensorielle limitée),
- dans un véhicule.

Avant d'utiliser l'appareil de massage, demandez un avis médical :

- si vous souffrez d'une maladie grave ou si vous avez subi

- une opération au niveau de la moitié supérieure du corps,
- lorsque vous portez un stimulateur cardiaque, des implants ou tout autre auxiliaire,
 - si vous avez souffert ou souffrez notamment de thromboses, diabète, ou pour toute douleur de cause indéterminée.

L'appareil est uniquement prévu dans le but décrit dans le présent mode d'emploi. Le fabricant ne saurait être responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou imprudente.

⚠ Electrocutation

Comme tout appareil électrique, cet appareil de massage doit être utilisé avec prudence et avec soin afin d'éviter tout danger d'électrocutation. Par conséquent, n'utilisez l'appareil :

FR

23 - FRANÇAIS

- qu'avec le bloc d'alimentation fourni et à la tension secteur indiquée sur ce bloc,
- en aucun cas si l'appareil ou ses accessoires présentent des dommages visibles,
- pendant un orage.

En cas de défauts ou de dysfonctionnements, arrêtez et débranchez immédiatement l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon électrique de l'appareil pour débrancher le bloc d'alimentation. Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation. Eloignez les câbles des surfaces chaudes. Ne pas coincer, plier ni tourner le câble. Ne pas y enfoncer d'aiguilles ou d'autres objets pointus. Assurez-vous que l'appareil de massage, l'interrupteur, le bloc d'alimentation et le câble ne sont pas en contact avec de l'eau, de la vapeur

FR

24 · FRANÇAIS

ou d'autres liquides. **Utilisez** donc l'appareil seulement dans des pièces intérieures sèches (par ex. jamais dans une salle de bain ou un sauna). **N'**attrapez en aucun cas un appareil tombe dans l'eau. **Débranchez-le** immédiatement. **N'**utilisez pas l'appareil ou ses accessoires s'ils présentent des dommages visibles. **Évitez** de secouer l'appareil et ne le laissez pas tomber.

⚠ Réparations

Les réparations des appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des électriciens qualifiés. Les réparations non conformes peuvent présenter des risques sérieux pour l'utilisateur. **Pour** toute réparation, adressez-vous au service après-vente ou à un dépositaire agréé.

FR

25 · FRANÇAIS

⚠ Risque d'incendie

L'utilisation non conforme de l'appareil ou le non-respect du présent mode d'emploi risque dans certains cas de provoquer un incendie ! **P**ar conséquent, n'utilisez l'appareil de massage :

- en aucun cas sous une couverture, un coussin, ...
- en aucun cas à proximité d'essence ou d'autres matériaux facilement inflammables.

FR

⚠ Manipulation

Après chaque utilisation et avant chaque nettoyage, arrêtez l'appareil et débranchez-le. **N**e mettez aucun objet dans les ouvertures ni dans les pièces rotatives. **V**eillez à ce que les pièces mobiles puissent toujours se déplacer sans entrave. **P**lacez l'appareil à l'abri de températures élevées.

26 FRANÇAIS

Contenu de l'emballage 1

- 01 Poignée
- 02 Interrupteur coulissant 3 positions
 - 0 : arrêt
 - 1 : vitesse faible
 - 2 : vitesse rapide
- 03 Rouleaux de massage
- 04 Port DC
- 05 Connecteur des rouleaux de massage
- 06 Bloc d'alimentation

Instructions d'utilisation

Introduction

La cellulite peut provoquer à la surface de la peau la formation de capitons, localisés surtout dans la région des cuisses, des bras et des fesses. Lorsque la présence de cellulite est

importante, les cellules adipeuses augmentent de volume et exercent ainsi une certaine pression vers le haut qui est à l'origine de cette formation typique de capitons à la surface de la peau. Pour prévenir ou réduire la cellulite, il existe de nombreuses méthodes de traitements proposées par la médecine ou le monde des cosmétiques, mais pourtant, aucune ne présente des résultats entièrement satisfaisants.

Par contre, des massages favorisant la circulation sanguine, associés à une activité physique régulière et à une alimentation équilibrée, peuvent conduire à une amélioration de l'aspect de la peau.

L'appareil Cell Roll vous donne la possibilité d'effectuer des massages favorisant la circulation

FR

27 · FRANÇAIS

sanguine, surtout aux endroits touchés par la cellulite, la peau d'orange et un relâchement du tissu conjonctif : les jambes, les bras et le postérieur. Le moteur performant assure un massage palper-rouler énergétique. Grâce à ce mouvement complexe, le tissu conjonctif sous-cutané peut-être massé, ce qui favorise la circulation sanguine et lymphatique.

Grâce à cette fonction de palper-rouler, l'appareil reproduit les gestes effectués au cours d'un massage professionnel. Le design ergonomique de cet appareil permet un confort d'utilisation à la maison.

Mise en service

- Retirez l'emballage.
- Vérifiez que l'appareil, le bloc d'alimentation et le cordon

ne présentent aucun dommage.

- Branchez la fiche de raccordement dans la douille de l'appareil de massage.
- Disposez le cordon de sorte à ne pas trébucher dessus.

Utilisation

La pression que vous exercez avec l'appareil de massage doit être légère à l'endroit que vous souhaitez masser. Si le massage est douloureux ou désagréable, interrompez-le ou changez la position de l'appareil.

N'insérez pas ou ne forcez pas de partie de votre corps, en particulier les doigts, entre les rouleaux de massage rotatifs.

Allumez l'appareil de massage à l'aide de l'interrupteur coulissant. Les


rouleaux de massage commencent à tourner. Vous pouvez choisir entre la vitesse de massage faible ou rapide. Nous vous conseillons de commencer par l'intensité faible. Pour arrêter l'appareil, placez l'interrupteur coulissant sur la position 0.

Utilisation sur le ventre et la taille

Installez-vous confortablement, le dos bien droit. Placez le Cell Roller au niveau de l'abdomen et contractez légèrement le ventre. Effectuez des mouvements lents sur l'ensemble de votre ventre en laissant travailler l'appareil sur chaque zone. Vous pouvez également, en partant du milieu de votre ventre, vous diriger vers chaque côté en ligne droite. Pour

travailler le dessus des hanches, faites des mouvements d'avant en arrière sur chacun des côtés comme illustré sur le schéma.

Répétez l'un de ces mouvements plusieurs fois. Après plusieurs utilisations, vous pouvez également choisir l'intensité plus élevée pour plus de résultats en moins de temps, en fonction de votre peau et de votre ressenti à l'utilisation du Cell Roller.




⚠ Avertissement

Si vous ressentez une sensation d'inconfort, veuillez

à stopper immédiatement l'utilisation du Cell Roller et consultez votre médecin.


Utilisation sur les jambes

Pour un massage efficace sur les jambes inclinez-vous légèrement et placez le Cell Roller juste au-dessus des genoux. Effectuez des mouvements lents sur l'avant et l'arrière de vos cuisses jusqu'à ce que vous atteigniez l'aîne et les hanches. Alternez une jambe et puis l'autre. La durée du massage ne devrait pas excéder 5 minutes par jambe.




Utilisation sur la culotte de cheval

Pour travailler plus spécifiquement le côté de vos cuisses, vous pouvez effectuer des petits mouvements horizontaux et verticaux. Veuillez à ne pas excéder 5 minutes par zones.



Utilisation sur les fesses

Pour façonner vos fesses, utilisez le Cell Roller à partir de la base des fesses en remontant vers la taille. Laissez l'appareil effectuer des mouvements sur l'ensemble de la zone ciblée. Vous pouvez également effectuer des mouvements horizontaux en partant du milieu vers l'extérieur. La durée préconisée est de 5 minutes sur chaque fesse.



Utilisation sur les bras

Pour obtenir des bras galbés, effectuez des mouvements du bas vers le hauts sur l'avant et l'arrière de vos bras.



FR

31 - FRANÇAIS

Nettoyage et entretien

⚠ Avertissement

- Avant chaque nettoyage, retirez la fiche du bloc d'alimentation et débranchez l'appareil.
- Nettoyez l'appareil uniquement selon la méthode indiquée. Il ne doit en aucun cas pénétrer du liquide dans l'appareil ou dans les accessoires.
- Vous pouvez retirer les rouleaux de massage en tirant d'un coup sec. Les rouleaux peuvent être nettoyés à l'aide d'une brosse douce avec de l'eau courante et un peu de détergent.

- L'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux humidifié.
- Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de le réutiliser.

Rangement

- Si vous n'employez pas l'appareil pendant une assez longue période, nous vous recommandons de le conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et de ne pas poser d'objets dessus.

Conseils relatifs à l'élimination des déchets

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

Garantie limitée

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

FR

33 - FRANÇAIS

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

FR

34 · FRANÇAIS

Voorstelling

Bedankt voor uw aankoop van het massagetoestel Cell Roller van LANAFORM.

Het anticellulitistoestel Cell Roller biedt u de mogelijkheid om massages uit te voeren die de bloedcirculatie bevorderen, met name op plaatsen die te lijden hebben van cellulitis, sinaasappel-huid en verslapping van het bindweefsel: de dijen, armen, buik en billen. Zijn krachtige motor garandeert een energieke palpatie-rolmassage.

Dankzij deze complexe beweging kan het onderhuidse bindweefsel worden gemasseerd, wat de bloed- en lymfecirculatie bevordert. Uw huid wordt gladder en steviger en cellulitis wordt minder zichtbaar.

Inhoudsopgave

- 01 Uitpakken
- 02 Veiligheidsmaatregelen
- 03 Beschrijving van het product
- 04 Gebruiksaanwijzing
- 05 Reiniging en onderhoud
- 06 Opbergen
- 07 Advies over afvalverwijdering
- 08 Beperkte garantie

Uitpakken

Open de verpakking voorzichtig voordat u het toestel in gebruik neemt. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of er onderdelen beschadigd zijn geraakt tijdens het transport. Volg de installatie- en gebruiksinstructies van deze

handleiding. Neem contact op met de verkoper of rechtstreeks met Lanaform indien het toestel beschadigd is of slecht werkt. Hou het model en serienummer van het toestel, uw contactgegevens en

uw adres bij de hand ingeval u klachten hebt.

- 1x toestel Cell Roller
- 1x stroombron
- 1x deze gebruiksaanwijzing

Veiligheidsmaatregelen

⚠ Lees vóór het gebruik van uw elektrische waterkruik alle instructies, en in het bijzonder deze uiterst belangrijke veiligheidsinstructies.

📸 De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

Het toestel is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor medische of commerciële doeleinden. **Dit toestel vervangt geen medische behandeling. Het**

NL

36 · NEDERLANDS

mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen met weinig kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of weten hoe zij het veilig kunnen gebruiken en dat ze de risico's begrijpen. **K**inderen mogen niet spelen met het toestel. **D**e reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. **B**ij beschadiging van het stroomsnoer moet het toestel weggegooid worden. **A**ls het niet afneembaar is, moet het toestel worden weggegooid. **U** mag het toestel in geen geval openen of herstellen; de goede werking ervan kan dan niet meer worden gegarandeerd. **D**e niet-naleving van deze instructie maakt de garantie ongeldig.

NL

37 · NEDERLANDS

⚠ Waarschuwing

Het gebruik van het massagetoestel is verboden:

- voor dieren,
- niet gebruiken in geval van een pathologische verandering of letsel ter hoogte van het te masseren lichaamsdeel (bijv. discushernia, open wonde),
- voor massages van de hartstreek indien u een pacemaker draagt. Voor andere delen van het lichaam, raadpleeg eerst een arts,
- op huid en lichaamsdelen die gezwollen, verbrand, ontstoken of gekwetst zijn,
- bij open wonden, op haarvaatjes, op spataderen, bij acne, couperose,
- herpes of andere huidaandoeningen,

NL

38 · NEDERLANDS

- tijdens de zwangerschap,
- op het gezicht (ogen), het strottenhoofd of andere lichaamsdelen die bijzonder gevoelig zijn,
- gebruik het toestel niet voor een massage van de voeten,
- terwijl u slaapt,
- na inname van geneesmiddelen of alcohol (zintuiglijke perceptie beperkt),
- in een wagen.

NL

Vraag medisch advies alvorens dit masagetoestel te gebruiken:

- indien u een ernstige aandoening hebt of een operatie hebt ondergaan aan uw bovenlichaam,
- wanneer u een hartstimulator, implantaten of een ander hulpmiddel draagt,
- indien u pijn hebt gehad of hebt onder meer door een

39 · NEDERLANDS

trombose, diabetes of voor elke pijn van onbekende oorsprong.

Het toestel is uitsluitend bestemd voor het doel dat wordt beschreven in deze gebruiksaanwijzing. **D**e fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een onjuist of onvoorzichtig gebruik.

⚠ Elektrocutie

Zoals elk elektrisch toestel moet dit massagetoestel voorzichtig en met zorg worden gebruikt, om elk risico op elektrocutie te vermijden. **G**ebruik het toestel dus:

- enkel met de meegeleverde stroombron en de netspanning die op het toestel is aangeduid,
- in geen geval als er schade zichtbaar is op het toestel of de accessoires,
- tijdens onweer.

In geval van storingen of onderbrekingen moet u het toestel onmiddellijk stopzetten en uitschakelen. **Trek** niet aan het netsnoer van het toestel om de stekker uit het stopcontact te halen. **Neem** het toestel nooit vast of draag het nooit met zijn stroomsnoer. **Houd** kabels uit de buurt van warme oppervlakken. **Knijp**, buig of draai niet aan de kabel. **Steek** er geen naalden of andere scherpe voorwerpen in. **Vergewis** u ervan dat het massagetoestel, de schakelaar, de stroombron en de adapter niet in aanraking komen met water, stoom of andere vloeistoffen. **Gebruik** het toestel daarom alleen in droge binnenruimten (bijv. nooit in een badkamer of sauna). **Neem** nooit een toestel vast dat in het water valt. **Haal** onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. **Gebruik** het toestel of de accessoires niet als er zichtbare schade is. **Schud** het toestel niet en laat het niet vallen.

NL

41 · NEDERLANDS

⚠ Herstellingen

De herstelling van elektrische toestellen mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens. **H**erstellingen die niet correct zijn uitgevoerd, kunnen ernstige risico's inhouden voor de gebruiker. **W**end u voor elke herstelling tot de klantendienst of een erkende deponhouder.

⚠ Brandgevaar

Als het toestel niet correct wordt gebruikt, of in strijd met deze gebruiksaanwijzing, bestaat er in sommige gevallen een risico op brand! **G**ebruik het massagetoestel dus:

- in geen geval onder een deken, kussen,
- in geen geval vlakbij brandstof of andere materialen die licht ontvlambaar zijn.

NL

42 · NEDERLANDS

⚠ Manipulatie

Schakel het toestel uit na elk gebruik en vóór elke reiniging en haal de stekker uit het stopcontact. **Stop** geen enkel voorwerp in de openingen of in de draaiende onderdelen. **Let** erop dat de beweeglijke onderdelen zich altijd zonder hinder kunnen verplaatsen. **Plaats** het toestel niet in de buurt van hoge temperaturen.

Beschrijving van het product **1**

- 01** Handvat
- 02** Schuifschakelaar met 3 standen
 - 0: stilstand
 - 1: lage snelheid
 - 2: hoge snelheid
- 03** Massagerollen
- 04** DC-poort
- 05** Connector van de massagerollen
- 06** Stroombron

Gebruiksaanwijzing

Inleiding

Cellulitis kan leiden tot de vorming van vetkussentjes op het huidoppervlak, vooral op de dijen, de armen en de billen. Bij veel cellulitis nemen de vetcellen in volume toe en oefenen zij dus een zekere opwaartse druk uit, wat de typische vorming van vetkussentjes op het

huidoppervlak veroorzaakt. Om cellulitis te voorkomen of te verminderen, bestaan er tal van behandelingsmethoden die door de geneeskunde of de cosmetische wereld worden aangeboden, maar geen enkele daarvan biedt een volledig bevredigend resultaat.

Anderzijds kunnen massages die de bloedcirculatie bevorderen, in combinatie met regelmatige lichaamsbeweging en een evenwichtige voeding, het uitzicht van de huid verbeteren.

Het toestel Cell Roller biedt u de mogelijkheid om massages uit te voeren die de bloedcirculatie bevorderen, met name op plaatsen die te lijden hebben van cellulitis, sinaasappelhuid en verslapping van het bindweefsel:

de benen, de armen en de billen. De krachtige motor garandeert een energieke palpatie-rolmassage. Dankzij deze complexe beweging kan het onderhuidse bindweefsel worden gemasseerd, wat de bloed- en lymfecirculatie bevordert.

Dankzij deze palpatie-rolfunctie reproduceert het toestel de gebaren die tijdens een professionele massage worden uitgevoerd. Het ergonomische ontwerp van dit toestel maakt het comfortabel om thuis te gebruiken.

Ingebruikname

- Verwijder de verpakking.
- Kijk na of het toestel, de stroombron en het snoer geen schade vertonen.

- Steek de stekker in het oog van de massage-eenheid.
- Leg het snoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.

Gebruik

De druk die u met het massagetoestel uitoefent, moet licht zijn op het gebied dat u wilt masseren. Als de massage pijnlijk of onaangenaam is, stop er dan mee of verander de positie van het toestel.

Steek of duw geen lichaamsdelen, met name uw vingers, tussen de roterende massagerollers.

Zet het massagetoestel aan met de schuifschakelaar. De massagerollen beginnen te draaien. U kunt kiezen tussen lage en hoge massagesnelheid. Wij raden aan om te beginnen met de lage intensiteit. Om

het toestel uit te schakelen, zet u de schuifschakelaar in stand 0.


Gebruik op de buik en de taille

Zet u comfortabel met een rechte rug. Plaats de Cell Roller op uw buik en trek uw buik lichtjes samen. Maak langzame bewegingen over de hele buik, en laat het toestel op elk gebied werken. U kunt ook beginnen in het midden van uw buik en in een rechte lijn naar elke kant gaan. Om de bovenkant van de heupen te bewerken, beweeg heen en weer aan elke kant zoals aangegeven op het schema.

NL

45 · NEDERLANDS

Herhaal een van deze bewegingen verschillende keren. Na meerdere keren kunt u ook kiezen voor de hogere intensiteit voor meer resultaat in minder tijd, afhankelijk van uw huid en hoe u zich voelt bij het gebruik van de Cell Roller.




NL

⚠ Waarschuwing

Indien u ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Cell Roller en raadpleeg uw arts.


Gebruik op de benen

Voor een effectieve massage van de benen, leunt u lichtjes achterover en plaatst u de Cell Roller net boven de knieën. Maak langzame bewegingen op de voor- en achterkant van uw dijen tot u uw liezen en heupen bereikt. Wissel het ene been af en dan het andere. De massage mag niet langer dan 5 minuten per been duren.




Gebruik op de heupen

Om meer specifiek aan de zijkant van uw dijen te werken, kunt u kleine horizontale en verticale bewegingen maken. Doe dit niet langer dan 5 minuten per gebied.



De aanbevolen duur is 5 minuten op elke bil.



Gebruik op de armen

Om goed gevormde armen te krijgen, maakt u bewegingen van onder naar boven op de voor- en achterkant van uw armen.



Gebruik op de billen

Om uw billen vorm te geven, gebruikt u de Cell Roller vanaf de onderkant van uw billen naar boven richting taille. Laat het toestel over het hele doelgebied bewegen. U kunt ook horizontale bewegingen maken van het midden naar buiten.

Reiniging en onderhoud

⚠ Waarschuwing

- Haal voor elke reiniging de stekker van het toestel uit het stopcontact.
- Maak het toestel alleen schoon volgens de aangeduide methode. In geen geval mag er vloeistof in het toestel of de accessoires komen.
- U kunt de massage rollen met een scherpe ruk verwijderen. De rollen kunnen gereinigd worden met een zachte borstel, stromend water en een beetje afwasmiddel.

- Het toestel kan worden gereinigd met een vochtige zachte doek.
- Wacht totdat het toestel helemaal droog is vooraleer u het opnieuw gebruikt.

Opbergen

- Als u het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan om het in de originele verpakking op een droge plaats te bewaren en er geen voorwerpen op te plaatsen.

Advies over afvalver- wijdering

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakking folie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclingcentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

Beperkte garantie

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar

NL

49 · NEDERLANDS

LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.



LANAFORM

Cell Roller
LA110223 / LOT 001

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com