


**LANAFORM**

BEAUTY

Limpia



# 1





2



3




## ENGLISH

### INTRODUCTION

Effectively remove pimples, blackheads and impurities with Limpia. This blackhead suction device deeply cleanses the skin, promoting healthier-looking, rejuvenated facial skin with the suction mechanism. It provides individual care and cleansing suited to your needs.

### PRECAUTIONARY STATEMENT

**▲ Please read all the instructions before using your electric hot water bottle, especially this basic safety information.**

 The photographs and other images of the product in this manual and on the packaging are as accurate as possible, but do not claim to be a perfect reproduction of the product.

### ▲ Danger

This device is not intended for use by people, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or people with a lack of experience or knowledge, unless someone responsible for their safety can supervise or instruct them beforehand on how to use the device. Children should be supervised to make sure they do not play with the device.

Check that your mains voltage matches that of your device.

Do not connect or disconnect the plug or electrical transformer of the device with wet hands.

If the power cable is damaged, it must be replaced by a similar cable available from the supplier or the supplier's after-sales department.

Electrical appliances should never be left unattended when connected. Unplug it when you are not using it.

Never use this device in a room in which aerosols (sprays) are used or in a room where oxygen is administered.

### ▲ Warning

Do not immerse the device in water or other liquids, and consult the cleaning instructions in this manual.

Keep the device away from heat sources such as stoves, radiators, etc.

Do not leave the device in direct sunlight.

Do not charge the device while in use or if it is wet.

Unplug the device before cleaning it.

Keep the power cable away from hot surfaces.

Never use this device in a room in which the temperature is higher than 40°C.

The lithium-ion rechargeable battery must not be disman-

tled, heated, burnt or exposed to water.

Do not charge the battery prior to use!

When using the device, water or, for example, cream residues from the skin must not penetrate the device because this might cause it to malfunction.

## **▲ Precautions**

Use this device only according to the instructions given in this manual.

This device is exclusively intended to treat the adult human face (except for the mobile eye and lip area).

Do not use the device on animals!

All jewellery (necklaces, earrings, etc.) and contact lenses must be removed prior to use.

Do not use this device to support or replace medical applications..

Never use this device on a body part that is swollen, chapped or inflamed or if you have a skin rash.

The device must not be used by patients with allergies, skin diseases (e.g. herpes, vascular disorders or skin neoplasms), dermatitis, swellings, eczema and other serious (skin) injuries.

Do not use the device on areas of the skin that have been modified by cosmetic surgery.

Do not use the device immediately after exposure to the sun or on sunburn.

This device must not be used on sensitive areas of the skin (e.g. eyes, mouth, ears, neck, etc.) - there is a risk you may be injured!

If you feel any pain at all when using this device, stop using it immediately and consult your doctor.

If you are concerned about your health or are having medical treatment, consult a doctor before using this device.

Do not use this device without medical advice in the following cases: if you are pregnant or breastfeeding, if you have diabetes, if your skin has any tattoos or beauty spots, if you have skin cancer, if you have any unusual skin colouring, if you are taking any medicine.

It may be dangerous if used inappropriately!

This device is designed for domestic use only.

## **COMPONENTS OF THE DEVICE 1**

- 1 Position for interchangeable heads
- 2 Stop/Start button
- 3 Suction power control button
- 4 Light intensity level indicators (3 levels) and battery charge level
- 5 USB charging connector
- 6 USB charger cable
- 7 Normal head


- 8 Large head
- 9 Small head
- 10 Oval head
- 11 Microdermabrasion head
- 12 Replacement filters
- 13 Replacement sealing rings

## INSTRUCTIONS FOR USE

### Skin test


Carry out a skin test 24 hours before using the device. Test the device at the lowest intensity level over small areas of the neck. If the areas tested are reddish or sore after 24 hours, do not use the device.


### Use 2 & 3


 Before starting to use the device, make sure that your facial skin is clean, dry and free of any residue such as powder, cream of makeup.

Your Limpia is ready for use. We recommend using it once a week for combination and greasy skin and once a fortnight for normal and sensitive skin.

- 1 Having cleansed your skin, open your pores with a hot compress or facial sauna.
- 2 Select the head you want and place it on the suction head.
- 3 Press the STOP/START button to start the Limpia and test the suction intensity on the back of your hand. If necessary, adjust the intensity by pressing the intensity control button before using it on your face.

 The device always starts up on the least powerful suction setting.

- 4 Follow the instructions below depending on the area to be treated ( 3).

 The application pressure must be pleasant and not become painful. A slight redness may be visible after treatment. .

**Forehead:** Move the device slowly and uniformly from the centre of the forehead towards the outside. Repeat this movement until this part of your forehead has been treated in its entirety.

**Nose:** Start from the top of your nose and move downwards. Repeat this movement on the right and left sides of your nose.

**Cheeks:** Approximately 2cm away from your eyes, move the device towards the outside of your face, working gently down your cheeks.

**Chin:** Put the device just below your lower lip and work down to the tip of your chin.

### Caution

- Do not use the device in the same place for more than 2 seconds. Carry on moving it over your face in linear movements.
- Make sure you do not move the head more than once over the same area of your face.
- Limit the length of time you use it to 5 minutes.

- You face may have slightly red patches just after treatment. This is normal and the redness will disappear by itself after 30 minutes at the most.
  - Do not use the suction on sensitive skin. Do not use on the fragile skin underneath your eyes.
  - Avoid sweaty activities such as the sauna, solarium or exposure to the sun for one day before and after treatment.
- 5 When you have finished, carefully cleanse your face.
  - 6 Apply a moisturiser or a mask to calm your skin.

## The heads 1

- Normal head (7): This head provides the ideal suction surface for large areas such as the cheeks or forehead. Particularly suitable for normal to combination skin.
- Large head (8): This head is intended for greasier skin, and its even wider suction area makes it possible to remove excess sebum. It can be used over the entire face except on the skin around the eyes.
- Small head (9): This head is suitable for treating areas that are more difficult to access (nose, chin). It is also suitable for sensitive skin because its suction is less powerful than the normal head (7).
- Oval head (10): This accessory is particularly suitable for smoothing wrinkles, promoting elasticity of the skin and blood circulation in the face.

- Microdermabrasion head (11): This head is suitable for peeling facial skin. It exfoliates the skin and removes dead skin. Should not be used too often.

## CHARGING

You can charge your device using the USB cable provided. Connect the USB charger cable to a suitable mains adapter and the device. Then plug the mains adapter into a suitable power socket. You can also charge the device using the USB charger cable through the USB socket on your computer.

The red light will flash while the device is charging. The light will go green once the device is charged.

## MAINTENANCE AND STORAGE

### Maintenance

- Replace the filter each time it is used.
- Wipe the unit with a soft, dry cloth only.
- Disinfect the heads with a conventional disinfectant after each use.
- Never use solvents to clean the device.

### Storage

Having cleaned and dried the device, store it in a dry, cool place out of the reach of children.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Reference: LA131311
- 5 interchangeable heads
- 3 levels of intensity
- 10 replacement filters
- 5 replacement sealing rings
- Rechargeable battery: 450 mAh
- Battery life: 65 mins
- Charging time: 60 mins
- Power: 3W
- Voltage: 5V
- Dimensions: 19 x 4.2 cm
- Weight: 290g

## ADVICE REGARDING THE DISPOSAL OF WASTE

All the packaging is composed of materials that pose no hazard for the environment and which can be disposed of at your local sorting centre to be used as secondary raw materials. The cardboard may be disposed of in a paper recycling bin. The packaging film must be taken to your local sorting and recycling centre.

When you have finished using the device, please dispose of it in an environmentally friendly way and in accordance with the law.

Prior to disposal, please remove the battery and dispose of it at a collection point so that it can be recycled.

Under no circumstances should spent batteries be disposed of with household waste.

## LIMITED WARRANTY

LANAFORM guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of two years from the date of purchase, except in the circumstances described below.

The LANAFORM guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this LANAFORM product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, that is outside LANAFORM's control.

LANAFORM may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage.

All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two years from the initial date of purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied.

On receipt, LANAFORM will repair or replace your appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee is only valid through LANAFORM's Service Centre. Any attempt to maintain this product by a person other than LANAFORM's Service Centre will render this guarantee void.



## INTRODUCTION

Éliminez efficacement les boutons, les points-noirs et les impuretés avec Limpia. Cet aspirateur de points-noirs nettoie la peau en profondeur et favorise une apparence saine et rajeunie de la peau du visage grâce au mécanisme d'aspiration. Il permet un soin et un nettoyage individuels adaptés à vos besoins.

## DÉCLARATION DE PRÉCAUTION

**▲ Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre produit, en particulier ces quelques consignes de sécurité fondamentales.**

📷 Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

### ▲ Danger

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient

de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Vérifiez que la tension de votre réseau corresponde à celle de l'appareil.

Ne branchez, ni ne débranchez la fiche ou le transformateur électrique de l'appareil avec des mains mouillées.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon similaire disponible auprès du fournisseur ou de son service après-vente.

Un appareil électrique ne doit jamais rester branché sans surveillance. Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont employés ou dans une pièce où de l'oxygène est administré.

### ▲ Avertissement

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides, reportez-vous aux consignes de nettoyage du présent manuel.

Eloignez l'appareil des sources de chaleur telles que les poêles, radiateurs, etc.

Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.

Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou s'il est mouillé.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Éloignez le cordon électrique des surfaces chaudes.

N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce dont la température est supérieure à 40°C.

La batterie lithium-ion rechargeable ne doit pas être démontée, chauffée, brûlée ou exposée à l'eau.

Ne chargez pas la batterie pendant l'utilisation !

Lors de l'utilisation de l'appareil, l'eau ou, par exemple, des résidus de crème provenant de la peau ne doivent pas pénétrer dans l'appareil, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

### **▲ Précaution**

N'utilisez cet appareil que dans le cadre du mode d'emploi décrit dans ce manuel.

Cet appareil est exclusivement destiné au traitement du visage humain (à l'exception du contour des yeux mobile et des lèvres) de l'adulte.

N'utilisez pas l'appareil sur des animaux !

Tous les bijoux (colliers, boucles d'oreilles, etc.) et lentilles de contact doivent être enlevés avant utilisation.

N'utilisez pas cet appareil dans le but d'accompagner ou de remplacer des applications médicales.

N'utilisez jamais cet appareil sur une partie du corps qui est gonflée, gercée ou enflammée ou en cas d'éruption cutanée.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des patients souffrant d'allergies, de maladies de la peau (p. ex. herpès, troubles vasculaires ou néoplasmes cutanés), de dermatites, de gonflements, d'eczéma ou d'autres blessures graves (cutanées).

N'utilisez pas l'appareil sur des zones de la peau qui ont été modifiées par la chirurgie esthétique.

N'utilisez pas l'appareil juste après une exposition au soleil ou sur un coup de soleil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des zones sensibles de la peau (p. ex. yeux, bouche, oreilles, cou, etc.) - un risque de blessure existe !

Si vous ressentez une douleur quelconque durant l'utilisation de cet appareil, stoppez immédiatement l'usage de celui-ci et consultez votre médecin.

Si votre santé vous préoccupe ou si vous suivez un traitement médical, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.

Il est interdit d'utiliser cet appareil sans avis médical dans les cas suivants : si vous êtes enceinte ou en période d'allaitement, si vous souffrez de diabète, si votre peau présente des tatouages ou des grains de beauté, si vous souffrez d'un cancer de la peau, si vous présentez des décolorations

cutanées inhabituelles, si vous prenez des médicaments.

Toute utilisation inappropriée peut être dangereuse !

Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.

## COMPOSANTS DE L'APPAREIL 1


- 1 Position pour les embouts interchangeables
- 2 Touche Marche/Arrêt
- 3 Touche réglage de la puissance d'aspiration
- 4 Indicateurs lumineux du niveau d'intensité (3 niveaux) et de charge de la batterie
- 5 Connecteur de charge USB
- 6 Câble de charge USB
- 7 Embout normal
- 8 Grand embout
- 9 Petit embout
- 10 Embout oval
- 11 Embout de micro-dermabrasion
- 12 Filtres de rechange
- 13 Anneaux d'étanchéité de rechange

## CONSIGNES D'UTILISATION 2 & 3

### Test sur la peau


Effectuez un test sur votre peau 24 heures avant l'utilisation de l'appareil. Testez l'appareil au niveau d'intensité le plus faible sur de petites zones du cou. Après 24 heures, si les zones testées sont rougeâtres ou endolories, n'utilisez pas l'appareil.


## Utilisation


 Avant de commencer l'utilisation, assurez-vous que la peau du visage est propre, sèche et exempte de tout résidu comme de la poudre, de la crème ou du maquillage.

Votre Limpia est prêt à l'emploi. Nous recommandons de l'utiliser une fois par semaine pour les peaux mixte et grasse et une fois toute les deux semaines pour les peaux normale et sensible.

- 1 Après avoir nettoyé votre visage, ouvrez vos pores à l'aide d'une compresse chaude ou d'un sauna facial.
- 2 Sélectionnez l'embout de votre choix et placez-le sur la tête d'aspiration.
- 3 Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET pour allumer le Limpia et testez l'intensité d'aspiration sur le dos de votre main. Si nécessaire, ajustez l'intensité en appuyant sur la touche réglage d'intensité avant de l'utiliser sur votre visage.

 L'appareil s'allume toujours sur le réglage d'aspiration le moins puissant.

- 4 Suivez les instructions suivantes en fonction de la zone à traiter ( 3).

 La pression d'application doit rester agréable et ne pas devenir douloureuse. Une légère rougeur peut être visible après le traitement. .

**Le front :** Passez l'appareil lentement et uniformément du

centre du front vers l'extérieur. Répétez ce geste jusqu'à ce que cette partie de votre front soit entièrement traitée.

**Le nez :** Commencez par le haut du nez en descendant vers le bas. Répétez ce mouvement sur les côtés gauche et droit du nez.

**Les joues :** A environ 2 cm des yeux, déplacez l'appareil vers l'extérieur du visage en descendant doucement le long des joues.

**Le menton :** Placez l'appareil juste en dessous de la lèvre inférieure et descendez jusqu'à la pointe du menton.

### **▲ Attention**

- N'utilisez pas l'appareil au même endroit pendant plus de 2 secondes. Continuer à le déplacer sur votre visage en mouvement linéaire.
- Assurez-vous de ne pas passer l'embout plus d'une fois sur la même zone du visage.
- Limitez la durée d'utilisation à 5 minutes par utilisation.
- Juste après le traitement, il se peut que votre visage présente de légères rougeurs. Ceci est normal et la rougeur disparaît d'elle-même au plus tard après 30 minutes.
- Éviter d'utiliser l'aspiration sur une peau sensible. Ne pas utiliser sur la peau fragile sous les yeux.
- Un jour avant et après le traitement, évitez les activités sudorifiques comme le sauna, le solarium ou l'exposition au soleil.

- 5 Une fois que vous avez terminé, nettoyez soigneusement votre visage.
- 6 Appliquez votre crème hydratante ou un masque afin d'apaiser votre peau.

### **Les embouts 1**

- Embout normal (7) : Cet embout offre une surface d'aspiration idéale pour les grandes surfaces comme les joues ou le front. Il convient surtout aux peaux normales à mixtes.
- Grand embout (8) : Cet embout est destiné aux peaux les plus grasses, sa surface d'aspiration encore plus large permet de retirer l'excès de sébum. Il peut être utilisé sur tout le visage, sauf sur la peau autour des yeux.
- Petit embout (9) : Cet embout est approprié pour traiter les surfaces plus difficiles d'accès (nez, menton). Il convient également aux peaux sensibles car son aspiration est moins puissante que l'embout normal (7).
- Embout ovale (10) : Cet accessoire est particulièrement adapté pour lisser les rides, favoriser l'élasticité de la peau et la circulation sanguine dans le visage.
- Embout de microdermabrasion (11) : Cet embout convient pour un peeling de la peau du visage. Il exfolie la peau et retire les peaux mortes. A ne pas utiliser trop régulièrement.

## RECHARGEMENT

Vous pouvez recharger votre appareil grâce au câble USB fourni. Connectez le câble de charge USB avec un adaptateur secteur adapté et l'appareil. Branchez ensuite l'adaptateur secteur sur une prise secteur adaptée. Vous pouvez également recharger l'appareil avec le câble de charge USB via la prise USB de votre ordinateur.

Le voyant lumineux rouge s'allumera tant que l'appareil est en charge. Le voyant lumineux deviendra vert une fois l'appareil chargé.

## ENTRETIEN ET RANGEMENT

### Entretien

- Après chaque utilisation, remplacez le filtre.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Après chaque utilisation, désinfectez les embouts à l'aide d'un produit désinfectant classique.
- N'utilisez jamais de produits solvants pour nettoyer l'appareil.

### Rangement

Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants, après l'avoir nettoyé et séché.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence : LA131311
- 5 embouts interchangeables
- 3 niveaux d'intensité
- 10 filtres de remplacement
- 5 anneaux d'étanchéité de remplacement
- Batterie rechargeable : 450 mAh
- Autonomie : 65 min
- Temps de charge : 60 min
- Puissance : 3W
- Tension : 5V
- Dimensions : 19 x 4,2 cm
- Poids : 290 g

## CONSEILS RELATIFS À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

Retirez préalablement la pile et déposez-la dans une borne de collecte afin qu'elle soit recyclée.

Les piles usées ne doivent en aucune façon être mises aux ordures ménagères.

## **GARANTIE LIMITÉE**

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

## INLEIDING

Puistjes, meeëters en onzuiverheden efficiënt verwijderen met Limpia. Dit zuigtoestel voor meeëters reinigt de huid diepgaand en laat de huid van het gezicht er gezond en jonger uitzien dankzij het zuigmechanisme. Het maakt een individuele verzorging en reiniging, aangepast aan uw behoeften, mogelijk.

## VOORZORGS- VERKLARING

**▲ Lees vóór het gebruik van uw elektrische waterkruik alle instructies, en in het bijzonder deze uiterst belangrijke veiligheidsinstructies.**

 De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

## ▲ Gevaar

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of zij vooraf instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat kinderen

niet met het apparaat kunnen spelen.

Controleer of de netspanning overeenkomt met die van het apparaat.

Steek de stekker niet in het stopcontact, of haal hem er niet uit, met natte handen. Dit geldt ook voor de elektrische transformator van het apparaat.

Als de stroomkabel beschadigd is, moet hij vervangen worden door een gelijkaardige kabel die verkrijgbaar is bij de leverancier of zijn klantendienst.

Laat een elektrisch apparaat nooit onbewaakt aangesloten op het stroomnet. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Gebruik dit apparaat nooit in ruimten waar producten uit spuitbussen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

## ▲ Waarschuwing

Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistof, raadpleeg hiervoor de schoonmaakinstructies in deze handleiding.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels, radiatoren, enz.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

Laad het apparaat niet op wanneer het werkt of wanneer het nat is.

Haal de stekker uit het stop-contact vóór u het apparaat schoonmaakt.

Houd de stroomkabel uit de buurt van warme oppervlakken.

Gebruik het apparaat nooit in een ruimte waar het warmer is dan 40 °C.

De herlaadbare lithium-ion-batterij mag niet uit elkaar worden gehaald, worden opgewarmd, verbrand of worden blootgesteld aan water.

Laad de batterijen niet op tijdens het gebruik!

Wanneer het apparaat wordt gebruikt, mogen geen water of bijvoorbeeld residu's van crème afkomstig van de huid, in het apparaat binnendringen, want dat zou de werking ervan kunnen verstoren.

## **▲ Voorzorgsmaatregelen**

Gebruik dit apparaat alleen voor de toepassing die in deze handleiding is omschreven.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de behandeling van het menselijke gezicht (uitgezonderd rond de ogen en de lippen) bij volwassenen.

Gebruik het apparaat niet bij dieren!

Alle juwelen (halskettingen, oorbellen, enz.) en contactlenzen moeten worden verwijderd vóór gebruik.

Gebruik dit apparaat niet als ondersteuning bij of ter vervanging van medische behandelingen.

Gebruik dit apparaat nooit op gezwollen, gebarsten of ontstoken lichaamsdelen of in het geval van huiduitslag.

Het apparaat mag niet worden gebruikt door patiënten met allergieën, huidziekten (bijv. herpes, vaataandoeningen of huidgezwollen), dermatitis, opzwellingen, eczeem of andere ernstige (huid)wonden.

Gebruik het apparaat niet op huidzones die door esthetische chirurgie gewijzigd zijn.

Gebruik het apparaat niet vlak na blootstelling aan de zon of op een zonnegloed.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt op gevoelige huidzones (bijv. ogen, mond, oren, nek, enz.) - er bestaat een risico op verwonding!

Als u tijdens het gebruik van het apparaat ergens pijn voelt, stop dan onmiddellijk en raadpleeg uw huisarts.

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid of een medische behandeling volgt, vraag dan eerst advies aan een arts voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Gebruik dit apparaat nooit zonder medisch advies in de volgende gevallen: als u zwanger bent of borstvoeding geeft, als u diabetes hebt, als u tatoeages of geboortevlekken op uw huid hebt, als u huidkanker hebt, als u ongewone huidverkleuringen



hebt of als u geneesmiddelen inneemt.

Elk onaangepast gebruik kan gevaarlijk zijn!

Het apparaat is alleen bestemd voor thuisgebruik.

## ONDERDELEN VAN HET APPARAAT 1


- 1 Positie voor de verwisselbare opzetstukken
- 2 Start/stop-toets
- 3 Knop om de zuigkracht te regelen
- 4 Indicatielampjes voor het intensiteitsniveau (3 niveaus) en het laden van de batterij
- 5 USB-poort voor het opladen
- 6 USB-oplaadkabel
- 7 Normaal opzetstuk
- 8 Groot opzetstuk
- 9 Klein opzetstuk
- 10 Ovaal opzetstuk
- 11 Microdermabrasie-opzetstuk
- 12 Reservefilters
- 13 Lekdicht afsluitende ringen

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Test op de huid


Voer een test uit op uw huid gedurende 24 uur voordat u het apparaat gebruikt. Test het apparaat in de laagste stand op kleine zones van de hals. Gebruik het apparaat niet na 24 uur, indien de geteste zones roodachtig of pijnlijk zijn.


## Gebruik 2 & 3


 Zorg ervoor, voordat u begint, dat de huid in uw gezicht proper en droog is, en geen resten zoals poeder, crème of make-up bevat.

Uw Limpia is klaar voor gebruik. Wij raden aan om het eenmaal per week te gebruiken voor een gemengde en vette huid, en een keer om de twee weken voor een normale en gevoelige huid.

- 1 Nadat u uw gezicht hebt gereinigd, opent u uw poriën met een warm kompres of een gezichtssauna.
- 2 Selecteer het opzetstuk van uw keuze en plaats het op de zuigkop.
- 3 Druk op de AAN/UIT-knop om de Limpia in te schakelen en test de zuigintensiteit op de rug van uw hand. Pas de intensiteit aan, indien nodig, met de toets om de zuigkracht te regelen, alvorens het op uw gezicht te gebruiken.

 Het apparaat wordt altijd ingeschakeld op de laagste stand.

- 4 Volg de onderstaande instructies, afhankelijk van de zone die u wilt behandelen ( 3).

 De druk moet aangenaam blijven en mag niet pijnlijk worden. De huid kan een lichte rode kleur krijgen na de behandeling. .

**Het voorhoofd:** Breng het apparaat langzaam en gelijkmatig van

het midden van het voorhoofd naar de buitenkant. Herhaal deze beweging totdat dit deel van uw voorhoofd volledig behandeld is.

**De neus:** Begin bovenaan op de neus en ga dan naar beneden. Herhaal deze beweging links en rechts van de neus.

**De wangen:** Op ongeveer 2 cm van de ogen verplaatst u het apparaat naar de buitenkant van het gezicht, en ga zo zachtjes langs de wangen naar beneden.

**De kin:** Plaats het apparaat onder de onderste lip en ga naar beneden naar het puntje van de kin.

## ▲ Voorzichtigheid

- Gebruik het apparaat niet langer dan 2 seconden op dezelfde plaats. Blijf het verplaatsen op uw gezicht in een lineaire beweging.
- Zorg ervoor dat het opzetstuk niet meer dan één keer in dezelfde zone van het gezicht komt.
- Beperk de gebruiksduur tot 5 minuten per gebruik.
- Vlak na de behandeling is het mogelijk dat er lichte rode vlekken verschijnen in uw gezicht. Dat is normaal en dit verdwijnt vanzelf uiterlijk na 30 minuten.
- Gebruik het zuigtoestel niet op een gevoelige huid. Gebruik het niet op de gevoelige huid onder de ogen.
- Vermijd vochtafdrijvende activiteiten zoals sauna, solarium of blootstelling aan de zon een dag voor en een dag na de behandeling.

5 Reinig uw gezicht zorgvuldig, zodra u klaar bent.

6 Breng uw hydraterende crème of een masker aan om uw huid te kalmeren.

## De opzetstukken 1

- Normaal opzetstuk (7): Dit opzetstuk biedt een ideaal zuigoppervlak voor grote oppervlakten zoals de wangen of het voorhoofd. Vooral geschikt voor een normale en gemengde huid.
- Groot opzetstuk (8): Dit opzetstuk is bestemd voor de meest vette huid. Het zuigoppervlak is nog groter, zodat het overtollige talg kan worden verwijderd. Het kan op het hele gezicht worden gebruikt, behalve op de huid rond de ogen.
- Klein opzetstuk (9): Dit opzetstuk is geschikt om de moeilijkst te bereiken oppervlakten te behandelen (neus, kin). Het is ook geschikt voor een gevoelige huid, want het zuigeffect is minder krachtig dan bij het normale opzetstuk (7).
- Ovaal opzetstuk (10): Dit hulpstuk is bijzonder goed geschikt om rimpels glad te maken, de elasticiteit van de huid en de bloedsomloop in het gezicht te bevorderen.
- Microdermabrasie-opzetstuk (11): Dit opzetstuk is geschikt voor een peeling van het huid in het gezicht. Het exfolieert de huid en verwijdert dode huid. Mag niet te vaak worden gebruikt.

## HERLADEN

U kunt uw apparaat herladen met de meegeleverde USB-kabel of de adapter. Verbind de USB-laadkabel met een aangepaste netstroomadapter en het apparaat. Sluit vervolgens de netstroomadapter aan op een aangepast stopcontact. U kunt het apparaat ook opladen met de USB-laadkabel via de USB-poort van uw computer.

Het rode indicatielampje zal knipperen zolang het apparaat aan het laden is. Het indicatielampje wordt groen, wanneer het apparaat is opgeladen.

## ONDERHOUD EN OPBERGING

### Onderhoud

- Vervang de filter na elk gebruik.
- Reinig het apparaat alleen met een zachte en droge doek.
- Desinfecteer de opzetstukken met een klassiek ontsmettingsmiddel na elk gebruik.
- Gebruik nooit oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.

### Opbergen

Bewaar het apparaat op een droge en veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, nadat u het hebt schoongemaakt en afgedroogd.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Referentie: LA131311
- 5 verwisselbare opzetstukken

- 3 intensiteitsniveaus
- 10 reservefilters
- 5 reserveringen
- Herlaadbare batterij: 450 mAh
- Autonomie: 65 min
- Laadtijd: 60 min
- Vermogen: 3 W
- Spanning: 5 V
- Afmetingen: 19 x 4,2 cm
- Gewicht: 290 g

## ADVIES OVER AFVALVERWIJDERING

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclingcentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

Verwijder de batterij en deponeer deze in een inzamelbak zodat deze gerecycleerd kan worden.

De gebruikte batterijen mogen op geen enkele manier bij het huishoudelijk afval geplaatst worden.

## BEPERKTE GARANTIE

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten

bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.







**LIMPIA**  
LA131311 / LOT 001

**MANUFACTURER  
& IMPORTER**  
LANAFORM SA

**POSTAL ADDRESS**  
RUE DE LA LÉGENDE, 55  
4141 LOUVEIGNÉ, BELGIUM

TEL. +32 4 360 92 91  
INFO@LANAFORM.COM  
WWW.LANAFORM.COM