

LANAFORM

# Circulation Mat

## ELEKTROSTIMULATIEMAT VOOR VOETEN



Stimuleert en ontspant je beenspieren en zorgt tegelijk voor een goede bloedsomloop




-  EMS  
ELEKTROSTIMULATIE VAN SPIEREN
-  2  
STANDEN
-  15  
INTENSITEITEN
-  OPLAADBARE  
BATTERIJ
-  OPVUWBAAR  
EN ULTRADUN

## Elektrostimulatie van spieren tegen zware benen

Een **slechte bloedsomloop in de benen** heeft vaak meerdere oorzaken, zoals ouderdom, lang stilzitten enz. Maar de gevolgen zijn dezelfde: pijn en **opgezwollen voeten**.

De Circulatiemat gebruikt elektrostimulatie om **zware benen te verlichten**. Als je een actieve levensstijl wilt behouden, is het heel belangrijk om je **beenspieren te blijven versterken**, maar ook om ze te verlichten.





## Een betere bloed-circulatie in de benen

Electro Muscle Stimulation (EMS) is een technologie die in de medische en de sportsector vaak wordt toegepast: de **spieren** trekken samen en **ontspannen** daarna door gebruik van **pijnloze elektrische stimulaties**.

Wanneer deze techniek op de voeten wordt toegepast, trekken de spieren van de **opgezwollen benen en voeten** samen. Hierdoor worden de **benen en bloedvaten gestimuleerd**, waardoor het bloed terug naar het bovenlichaam wordt gepompt. Dit is dus hetzelfde **natuurlijke effect** als bij wandelen! Vanaf het eerste gebruik merk je meteen het verschil.



## Je benen verlichten? Dat was nog nooit zo gemakkelijk!

De Circulatiemat kun je dagelijks gebruiken terwijl je in een zittende houding ontspant, in sessies van 25 minuten. Zo kun je zelfs je **benen** in alle discretie **ontspannen op kantoor**. De **ultradunne** mat heeft een zeer kleine batterij die je via een USB-kabel oplaadt.

Bovendien is de **elektrostimulatiemat** opvouwbaar en neem je ze dus heel eenvoudig overal met je mee in de compacte, lichte opberghoes.

Weg **pijnlijke voeten en gezwollen benen!**



# Kenmerken



Elektrostimulatie van spieren (EMS)



15 intensiteiten en 2 standen van 25 minuten



Afstandsbediening



Oplaadbaar via USB-kabel



Ultradunne, opvouwbare mat en opberghoes



Antislippoppervlak



# LANAFORM

Home Health Experience

Rue de la Légende 55  
4141 Louveigné, België

Tel. : +32 (0)4 360 92 91

Fax : +32 (0)4 360 97 23

[www.lanaform.com](http://www.lanaform.com)

[info@lanaform.com](mailto:info@lanaform.com)



Afmeting Master Karton

63.5 × 34.1 × 36.2 cm



Gewicht Master Karton

8.98 kg



Colour Boxes / Master Karton

20



Afmetingen Colour Box

32.3 × 33.4 × 3.1 cm



Gewicht Colour Box

0.2 kg



Spanning

5V