

**LANAFORM**

Home Health Experience

# Bodyscan Massager

COUVRE-SIÈGE MASSANT AVEC  
FONCTION DE **SCAN CORPOREL**



Fonction de  
scan corporel



Massage shiatsu



Massage rolling



Fonction timer  
10/15 min.



Fonction chauffante





## Le Bodyscan Massager, un **massage efficace** en profondeur

Asseyez-vous confortablement sur votre couvre-siège massant **Bodyscan Massager** et laissez-vous aller au rythme des massages shiatsu et rolling. Installé sur un canapé, un fauteuil ou une chaise de bureau, ce siège massant vous offre un massage sur-mesure grâce à sa fonction de scan corporel. Imitant à la perfection les massages traditionnels shiatsu et rolling, le Bodyscan massager vous procurera un moment de détente et décontraction absolu.




## Un massage **sur-mesure**

Le secret du Bodyscan Massager réside dans sa technologie unique et innovante : une fonction scan directement intégrée dans le mécanisme de massage.

Lors de chaque utilisation, le siège massant prend le temps de scanner entièrement votre dos, depuis le bas de celui-ci jusqu'à votre nuque/cou afin de déterminer les points de massage stratégiques. Le mécanisme adaptera alors le massage en fonction des résultats obtenus.

Les 4 têtes de massage en silicone viendront masser en profondeur les moindres recoins de votre dos.

Le massage étant plus ciblé et personnalisé, il devient plus intense et plus efficace.



# Les massages shiatsu et rolling, les 2 indispensables bien-être

Les avantages et bienfaits des massages **shiatsu et rolling** ne sont plus à démontrer :

Les pressions exercées par les 4 têtes rotatives en silicone imitent à la perfection les gestes professionnels du massage **shiatsu**. Ce type de massage possède des vertus réparatrices pour le corps. La pression et le pétrissage détendront les zones de tensions musculaires et apporteront une sensation de bien-être profond.

Le massage par **rolling**, quant à lui, est un massage qui favorise l'étirement.

Il est idéal pour desserrer la peau, libérer les tensions musculaires et augmenter la circulation locale. L'appareil va exercer des pressions des deux côtés de la colonne vertébrale pour reproduire cette sensation d'étirement. Les muscles sont revitalisés et débarrassés de toute tension.



# De multiples fonctionnalités & avantages

Outre sa fonction de scan corporel et la combinaison de ses deux types de massage, le Bodyscan Massager regorge de multiples qualités.

La facilité de rangement est une fonction propre au Bodyscan Massager : grâce à ses 2 sangles de rangement au-dessus du siège massant, il est possible d'y passer un cintre et de le ranger directement dans votre armoire.



2 sangles



Attache de fixation

Grâce à l'attache de fixation à l'arrière, votre couvre-siège massant sera convenablement maintenu au dossier de la chaise.


Silicone



Pour un massage plus doux et naturel, le mécanisme est composé de 4 têtes de massage en silicone, qui permettront un massage efficace et en profondeur.


Timer

Sa fonction timer permet de choisir votre temps idéal de massage (10 ou 15 minutes).



Pour un confort optimal, l'assise est épaisse et moelleuse. Elle s'intégrera parfaitement chez vous, que vous souhaitiez l'utiliser dans votre canapé, fauteuil ou sur votre chaise de bureau.

Assise épaisse et moelleuse



5 410984 112647 >

# Bodyscan Massager

## COUVRE-SIÈGE MASSANT AVEC FONCTION DE **SCAN CORPOREL**

### En quelques mots...

- 2 types de massage : shiatsu et rolling
- Fonction scan corporel
- 4 têtes de massage en silicone pour un massage plus doux et naturel
- Ciblage des zones de massage : bas/haut du dos, dos entier ou zone précise du dos
- Fonction timer (10 ou 15 minutes)
- Fonction chauffante activable
- Sangles de fixation et de rangement



Dimensions Master Carton

72 x 32 x 45 cm



Poids Master Carton

10.8 kg



Colour Boxes / Master Carton

2



Dimensions Colour Box

70 x 15 x 43 cm



Poids Colour Box

9.5 kg



Tension

100-240V



**LANAFORM**

Home Health Experience

Rue de la Légende 55  
4141 Louveigné,  
Belgique

Tel. : +32(0)4 360 92 91  
Fax : +32(0)4 360 97 23

[www.lanaform.com](http://www.lanaform.com)  
[info@lanaform.com](mailto:info@lanaform.com)

