

LANAFORM

Home Health Experience

Cell Roller

APPAREIL DE MASSAGE ANTI-CELLULITE

* Massage par palper-rouler * Réduit la peau d'orange * Peau plus lisse et plus ferme



Qu'est-ce que le palper-rouler ?

La technique du **palper-rouler est une méthode ancestrale** qui a fait ses preuves. Concrètement, cette technique consiste à pincer la peau entre les doigts et remonter avec le « pli gras » du bas vers le haut.

Le palper-rouler a pour but principal de **casser les capitons de la peau** afin d'aider à **l'élimination de la peau d'orange**.

Outre ses vertus anti-cellulite, la technique miraculeuse du palper-rouler **améliore également la circulation lymphatique et sanguine** pour se débarrasser des symptômes de jambes lourdes et gonflées.

Notez bien que cette pratique va de pair avec une bonne hygiène de vie.





Le Cell Roller La solution anti-cellulite

Le Cell Roller est un **appareil de massage** qui reproduit la technique du **palper-rouler**. Il est équipé d'un moteur performant et de 3 doubles roues crantées afin d'effectuer un **massage dynamique qui reproduit le pincement et le pétrissage de la peau**. Il n'y a pas plus efficace pour se délester des capitons contrariants. La peau en sortira **plus lisse, plus douce, plus ferme et l'aspect de la cellulite sera atténué**.

En pratique

C'est un massage à inclure quotidiennement afin de voir des résultats rapidement. Le Cell Roller s'utilise **5 minutes par zone**. L'appareil peut s'utiliser avec une crème de massage pour que la séance soit plus agréable. En prime, **la peau sera nourrie et hydratée**.

Le Cell Roller est **facile à utiliser** et sa **petite taille** est un atout pour les problèmes de place et de rangement. **Il est efficace sur les cuisses, les fesses, le ventre, la taille et les bras.**





Cell Roller

L'APPAREIL DE MASSAGE ANTI-CELLULITE

LA110223

Caractéristiques

- Action anti-cellulite et anti-peau d'orange
- Massage par palper-rouler pour une peau sensiblement plus ferme et plus lisse
- Favorise la circulation sanguine et stimule la circulation lymphatique
- Convient pour les cuisses, les bras, le ventre et les fesses
- Moteur performant pour un massage palper-rouler énergétique.
- 2 intensités de massage
- 3x2 rouleaux de massage rotatifs
- Design ergonomique pour une utilisation aisée et pratique
- Nettoyage facile grâce aux rouleaux de massage amovibles





Dimensions Master Carton
41.0 × 30.36 × 29.6 cm



Poids Master Carton
6.5 kg



Colour Boxes / Master Carton
12



Dimensions Colour Box
13.8 × 19.6 × 9.6 cm



Poids Colour Box
0.5 kg



Tension
12V

LANAFORM

Home Health Experience

Rue de la Légende 55
4141 Louveigné, Belgique

Tel.: +32(0)4 360 92 91

Fax: +32(0)4 360 97 23

www.lanaform.com
info@lanaform.com

