

LANAFORM

Circulation Mat

TAPIS D'ÉLECTROSTIMULATION POUR PIEDS



**Tonifie et relaxe les muscles des jambes
tout en favorisant la circulation sanguine**



ÉLECTROSTIMULATION
MUSCULAIRE



2 MODES
PRÉDÉFINIS



15
INTENSITÉS



BATTERIE
RECHARGEABLE




PLIABLE ET
ULTRA FIN

L'électrostimulation musculaire comme remède aux jambes lourdes

L'âge, la sédentarité et certaines conditions peuvent causer une **mauvaise circulation du sang dans les jambes**, avec comme symptômes des douleurs et un **gonflement des pieds**.

Le Circulation Mat utilise l'électrostimulation comme **traitement des jambes lourdes**. Afin de pouvoir conserver un mode de vie actif, continuer à **se muscler les jambes** et les soulager est primordial.





Améliorer la circulation sanguine dans les jambes

L'électrostimulation musculaire (EMS) est une technologie reconnue dans les domaines sportif et médical, causant la contraction puis le **relâchement des muscles** au moyen de **stimulations électriques indolores**.

Appliquée aux pieds, elle provoque la contraction des muscles des **jambes et pieds gonflés**. En plus de **tonifier les jambes**, cela agit comme une pompe sur les veines pour faire revenir le sang vers le haut du corps, reproduisant en fait l'**action naturelle** de la marche ! Les effets sont ressentis dès les premières utilisations.



Soulager ses jambes n'a jamais été aussi facile

Le Circulation Mat propose des sessions de 25 minutes, à réaliser au quotidien lors de toute activité de détente assise. Il est même possible de **soulager ses jambes au bureau** en toute discrétion, grâce au **design ultrafin** du tapis et à sa batterie minuscule et rechargeable par USB.

Le **tapis d'électrostimulation** s'emporte d'ailleurs partout très facilement puisqu'il se plie et se glisse dans sa housse de transport compacte et légère.

Douleurs aux **pieds et jambes gonflées** n'ont qu'à bien se tenir !



Caractéristiques



Électrostimulation
musculaire (EMS)



15 intensités &
2 modes de 25'



Télécommande



Batterie rechargeable via USB



Tapis ultrafin, pliable &
housse de transport



Surface antidérapante



LANAFORM

Home Health Experience

Rue de la Légende 55
4141 Louveigné, Belgique

Tel. : +32 (0)4 360 92 91

Fax : +32 (0)4 360 97 23

www.lanaform.com

info@lanaform.com



Dimensions Master Carton

63.5 × 34.1 × 36.2 cm



Poids Master Carton

8.98 kg



Colour Boxes / Master Carton

20



Dimensions Colour Box

32.3 × 33.4 × 3.1 cm



Poids Colour Box

0.2 kg



Tension

5V